Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Askina® DresSil Border
Penso de Poliuretano com matriz de silicone e bordo adesivo



1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

O **Askina® DresSil Border** é um penso esterilizado, composto de um lado por uma espuma hidrofílica e de um adesivo de silicone macio e no lado oposto por uma película resistente à água e permeável às trocas de vapor. A camada de espuma hidrofílica é confortável e possui uma elevada capacidade de absorção. A camada de silicone em contacto com a ferida é perfurada para permitir a passagem de exsudado através da camada de espuma, impedindo a fuga do mesmo para a pele circundante e a maceração dos bordos da ferida. O adesivo de silicone proporciona uma aderência suave mas firme que minimiza o trauma durante as trocas de penso.

Em feridas exsudativas, o **Askina® DresSil Border** permite manter a ferida num ambiente húmido favorável às condições naturais de cicatrização.

Produto isento de látex

2. MECANISMO DE AÇÃO

O **Askina® DresSil Border** combina a capacidade de absorção da espuma de Poliuretano com a aderência suave da matriz de contacto em silicone, reforçando a aderência do penso através de um bordo adesivo em filme de Poliuretano.

3. INDICAÇÕES

O **Askina® DresSil Border** é indicado para o tratamento de feridas moderadamente exsudativas, superficiais a profundas, tais como:

- Úlceras de pressão
- Úlceras venosas
- Arteriais da perna
- Úlceras de pé diabético
- Queimaduras de primeiro e segundo grau
- Zonas dadoras
- Disrupções da pele
- Áreas de difícil colocação de pensos

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

4. CONTRAINDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

Não utilize o **Askina® DresSil Border** em úlceras causadas por infeções, tais como a tuberculose, a sífilis, infecções fúngicas profundas ou queimaduras de terceiro grau. Em caso de sinais de infecção ou se a ferida piorar inesperadamente, contacte um profissional de saúde.

Retome a utilização do penso quando se restabelecerem as condições para uma cicatrização normal.

Não utilizar no caso de a embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Não existem efeitos adversos conhecidos associados ao uso de **Askina® DresSil Border.**
O uso em feridas que aparentem sinais clínicos de infecção ou de inflamação deve ser equacionado mediante monitorização médica.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Limpe a ferida com uma solução de irrigação ou solução de Prontosan® para a preparação do leito da feridade acordo com os procedimentos instituídos.
2. Seque a pele à volta da ferida.
3. Selecione o tamanho adequado de penso de forma a cobrir a superfície da ferida, mantendo uma margem de 2 a 3 cm em volta dos bordos da ferida.
4. Retire uma das películas de revestimento e aplique o lado adesivo sobre a ferida.
5. Alise o penso sobre a ferida, retirando a restante película de revestimento.

No caso de úlceras venosas da perna, pode ser utilizada terapia compressiva juntamente com o penso **Askina® DresSil Border**, se for essa a indicação do médico.
Em áreas de difícil colocação de pensos, fixe o penso com adesivo, ou ligaduras adicionais.

Mudança de penso
O intervalo entre as mudanças do penso dependerá inteiramente do estado da ferida e da quantidade de exsudado.
O **Askina® DresSil Border** deve ser mudado quando estiver saturado de exsudado: em intervalos de 2 a 3 dias, em média, ou diariamente, se a quantidade de exsudado for elevada. Em caso de fugas de exsudado, o penso deve ser mudado imediatamente. Se necessário e para facilitar a remoção, utilize uma solução de irrigação.

Nas fases iniciais do tratamento, a ferida pode parecer aumentar de tamanho. Este fenómeno é normal e ocorre sempre que quaisquer detritos da ferida são removidos da mesma. Este processo favorece o início da cicatrização.

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Existem casos em que o processo de cicatrização é contrariado por condições subjacentes; nesses casos, o **Askina® DresSil Border** por si só, não é suficiente para assegurar o tratamento, tornando-se também necessário o tratamento das condições subjacentes. Se após 4 a 6 semanas de tratamento com **Askina® DresSil Border** não se verificarem progressos no processo de cicatrização, o diagnóstico inicial e a terapêutica global devem ser reavaliados, de acordo com as práticas aceites para o tratamento de feridas.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico: Classe IIb
Organismo notificado: NSAI - National Standards Authority Ireland (0050)
Directiva comunitária: 93/42/CEE

Fabricado por:
B. Braun Hospicare Ltd., Collooney, Co. Sligo – Irlanda

Distribuído por:
B. Braun Medical, Unipessoal Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

8. ESTERILIDADE

Produto esterilizado através de óxido de etileno

Estéril até a embalagem ser aberta ou danificada.

9. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM



= Código de lote



= Número de referência


= Advertência


= Data Limite de Utilização

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

 = Fabricante

 = Não reutilizar



= Esterilizado por óxido de etileno



= Marcação CE com identificação do Organismo Notificado

 = Marca Ponto Verde

 = Manter longe da luz solar

 = Manter seco

10. PRAZO DE VALIDADE

3 anos.

11. APRESENTAÇÃO

Referência	Medida		Unidade de Venda
	Bordo Adesivo	Penso	
5397510	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	Caixas de 10 unidades
5391010	10 x 10 cm	7 x 7 cm	Caixas de 10 unidades
5391503	15 x 15 cm	12 x 12 cm	Caixas de 3 unidades
5395210	15 x 20 cm	12 x 17 cm	Caixas de 10 unidades
5392005	20 x 20 cm	17 x 17 cm	Caixas de 5 unidades