Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Askina® DresSil
Penso de Poliuretano com matriz de silicone



1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

O **Askina® DresSil** é um penso esterilizado, composto de um lado por uma espuma hidrofílica e de um adesivo de silicone macio e no lado oposto por uma película resistente a água e permeável às trocas de vapor. A camada de espuma hidrofílica é confortável e possui uma elevada capacidade de absorção. A camada de silicone em contacto com a ferida é perfurada para permitir a passagem de exsudado através da camada de espuma, impedindo a fuga do mesmo para a pele circundante e a maceração dos bordos da ferida. O adesivo de silicone proporciona uma aderência suave mas firme que minimiza o trauma durante as trocas de penso.
Em feridas exsudativas, o **Askina® DresSil** permite manter a ferida num ambiente húmido favorável às condições naturais de cicatrização.

Produto isento de látex

2. MECANISMO DE AÇÃO

O **Askina® DresSil** combina a capacidade de absorção da espuma de Poliuretano com a aderência suave da matriz de contacto em silicone.

3. INDICAÇÕES

O **Askina® DresSil** está indicado para o tratamento de feridas moderada a fortemente exsudadas, superficiais a profundas, tais como:

- Úlceras de pressão
- Úlceras venosas e arteriais da perna
- Úlceras de pé diabético
- Queimaduras de primeiro segundo grau
- Zonas dadoras
- Fissuras da pele
- Úlceras traumáticas

Os pensos Askina® DresSil podem também ser utilizados na prevenção de lesões cutâneas.

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

4. CONTRAINDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

Não utilize o **Askina® DresSil** em úlceras causadas por infecções, tais como tuberculose, sífilis, infecções fúngicas graves ou queimaduras de terceiro grau.
Em caso de sinais de infecção (febre, edema, rubor) ou se a ferida piorar inesperadamente, contacte um profissional de saúde. Retome a utilização de **Askina® DresSil** quando se restabelecerem as condições para uma cicatrização normal.
Não utilize o penso **Askina® DresSil** juntamente com agentes oxidantes, como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogénio.

Não utilizar no caso de a embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Não existem efeitos adversos conhecidos associados ao uso de **Askina® DresSil.**
O uso em feridas que aparentem sinais clínicos de infecção ou de inflamação deve ser equacionado mediante monitorização médica.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

Os pensos **Askina® DresSil** são muito fáceis de aplicar não requerendo técnica ou equipamento especiais. O intervalo entre as mudanças de penso depende exclusivamente do estado da ferida e da quantidade de exsudado.

Preparação da pele

a) Limpe a ferida com soro fisiológico estéril (0,9%), solução de Ringer ou solução de Prontosan® para a preparação do leito da ferida.
b) Seque a pele em volta da ferida.

Aplicação do penso

Selecione o tamanho adequado de **Askina® DresSil** de forma a cobrir toda a superfície da ferida. Escolha o penso de **Askina® DresSil** de forma a obter o tamanho adequado a cobrir toda a superfície da ferida. Se for necessário pode sobrepor vários pensos de forma a cobrir completamente feridas de grande tamanho.
Retire uma das películas de revestimento e aplique o lado adesivo sobre a ferida. Alise o penso sobre a ferida, retirando a restante película de revestimento. Alise o penso com cuidado para garantir que este adere bem em toda a área circundante da ferida. O penso **Askina® DresSil** pode ser deixado no local e não necessita de fixações auxiliares. Em áreas de difícil colocação de pensos, o **Askina® DresSil** pode ser fixado com adesivo ou ligaduras adicionais.
No caso de úlceras venosas da perna, pode ser utilizada terapia de compressão juntamente com o penso **Askina® DresSil**, se for de acordo com a prescrição médica.

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Mudança do penso
O **Askina® DresSil** deve ser mudado quando o penso estiver saturado de exsudado (dependendo do tipo de ferida). O penso pode permanecer aplicado até 7 dias se a ferida for pouco exsudativa ou pode ser mudado diariamente, se a quantidade de exsudado for elevada. Em caso de fugas de exsudado, o penso deve ser mudado imediatamente.
Retire cuidadosamente o penso **Askina® DresSil**; se necessário e para facilitar a remoção, utilize uma solução de irrigação.
Siga os procedimentos para aplicação de um novo penso.

Nos estadios iniciais do tratamento com o penso **Askina® DresSil**, a ferida pode aumentar de tamanho. Este fenómeno é normal e ocorre sempre que detritos da ferida são removidos da mesma. Este procedimento abre caminho à cicatrização.

No tratamento de feridas moderadamente exsudativas, o **Askina® DresSil** apenas auxilia no aparecimento de um ambiente envolvente mais favorável à cicatrização. Existem alguns casos onde o processo de cicatrização é insuficiente devido às condições subjacentes; nestes casos, o penso **Askina® DresSil** por si só apenas consegue obter pequenos progressos, tornando-seportanto necessário o tratamento das condições subjacentes. Assim sendo, se após 4 a 6 semanas de tratamento com o **Askina® DresSil** não se verificarem progressos significativos na resolução da situação, de acordo com as práticas aceites de tratamento de feridas, o diagnóstico e a terapêutica inicialmente estabelecidos devem ser reavaliados.

O penso **Askina® DresSil** deve ser deixado no local de aplicação durante o maior período de tempo possível, de forma a prevenir qualquer trauma no tecido recémformado e de forma a reduzir qualquer situação de contaminação cruzada devido a frequentes trocas de penso.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico:	Classe IIb
Organismo notificado:	NSAI - National Standards Authority Ireland (0050)
Directiva comunitária:	93/42/CEE

Fabricado por:
B. Braun Hospicare Ltd., Collooney, Co. Sligo – Irlanda

Distribuído por:
B. Braun Medical, Unipessoal Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

8. ESTERILIDADE

Produto esterilizado através de óxido de etileno.

Estéril até a embalagem ser aberta ou danificada.

9. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM



= Código de lote



= Número de referência


= Advertência


= Data Limite de Utilização


= Fabricante


= Não reutilizar



= Esterilizado por óxido de etileno



= Marcação CE com identificação do Organismo Notificado


= Manter longe da luz solar


= Manter seco

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

10. PRAZO DE VALIDADE

3 anos.

11. APRESENTAÇÃO

Referência	Medida	Unidade de Venda
5295710	5 x 7 cm	Caixas de 10 unidades
5291010	10 x 10 cm	Caixas de 10 unidades
5291210	10 x 20 cm	Caixas de 10 unidades
5291510	15 x 15 cm	Caixas de 10 unidades
5292005	20 x 20 cm	Caixas de 5 unidades