KVTECH PORTUGAL, Lda.
Av. Duque de Loule, 106 - Piso 4
1050-093 Lisboa
Portugal
convatec.pt

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ESENTA™

Protetor Cutâneo - Spray, Não Irritante

Spray de 28 ml

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray de 28 ml é composto por uma mistura de silicones à base de copolímeros de siloxano não irritantes, que exercem uma função de película protetora sobre a pele, protegendo-a contra os efeitos agressivos dos resíduos corporais (humidade provocada pelo suor, exsudado de lesões, efluentes ...), enzimas e adesivos.

O silicone líquido é claro e incolor, de rápida evaporação e deixa uma camada protetora fina de resina de silicone na superfície da pele. Esta película barreira formada por Esenta™ é transparente, incolor e sem álcool.

Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray deixa a pele suave, sedosa e preparada para a aplicação do dispositivo seguinte, sem comprometer a sua aderência.

Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray encontra-se disponível em embalagens de 28 ml

Apresentação do Produto

A embalagem de spray de 28 ml contém uma mistura de silicone líquido e resina de silicone.

O silicone líquido atua como um transportador da resina de silicone. É transparente e incolor e evapora-se deixando uma camada protetora de resina de silicone na superfície da pele.

Imagens



Informação geral da embalagem

1. Embalagem primária: recipiente de plástico de 28 ml
2. Embalagem secundária: caixa de cartão dobrável; 1 recipiente/caixa

COMPOSIÇÃO

O produto é essencialmente composto por uma mistura de silicones à base de Siloxanos

- 94,75% de Hexametildisiloxano
- 5% de Silica Trimetilada, TMS (silica trimetilada)
- 0,25% de Zanthalene®

O produto não contém latex nem ftalatos na sua composição

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray, ao evaporar-se, forma uma barreira cutânea fina de resina de silicone de alto peso molecular que protege a pele em segundos sem deixar resíduos de acumulação, substâncias oleosas ou outros
- Proporciona uma barreira protetora resistente à água, que protege do exsudado corporal e promove a aderência do dispositivo

convatec
— forever caring —

- Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray forma uma película barreira confortável e transpirável
- A formulação de Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray não produz acumulação de película protetora sobre a superfície da pele
- Alivia o rubor e a dor na pele. Reduz o prurido.
- Não irrita a pele
- De secagem rápida
- Deixa a pele suave, sedosa e preparada para a aplicação do dispositivo seguinte
- Não é gorduroso
- Normalmente não é necessário removê-lo, porém, é de fácil remoção com Esenta™ removedor de adesivos médicos
- Para manter uma proteção completa, aconselha-se a utilização de Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray após a limpeza da pele e antes da aplicação e/ou mudança de dispositivo.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação tópica fácil:

- Em primeiro lugar, deve limpar e secar cuidadosamente a pele.
- Não necessita de agitar o spray antes da sua utilização. Manter a uma distância de cerca de 10cm da área que se deseja tratar e aplicar uma camada uniforme, executando um movimento oscilatório,
- Certifique-se de que a área está completamente seca antes de aplicar produtos aderentes, tais como dispositivos ou pensos.
- É necessário fazer uma nova aplicação de Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray de cada vez que se muda o penso ou o dispositivo, para garantir uma proteção completa.
- Se não se utilizar sob um produto aderente, recomenda-se a repetição da aplicação a cada 12/72 h, dependendo das condições em que se encontra a superfície da pele
- Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray confere proteção contra os efeitos agressivos dos resíduos corporais, enzimas e adesivos

convatec
— forever caring —

INDICAÇÕES

Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray de 28 ml está indicado para a formação de uma barreira cutânea, em forma de película, com a função de proteger a pele contra os efeitos agressivos de resíduos corporais (humidade provocada pelo suor, exsudado de lesões, fezes e/ou urina), enzimas e adesivos. Está também indicado para proporcionar uma maior aderência dos adesivos médicos ou para a formação de uma camada protetora aquando da remoção de adesivos médicos.

PRECAUÇÕES

- Evitar a utilização sobre superfícies cutâneas delicadas ou sensíveis (olhos, boca, ouvidos, nariz, vagina)
- Evitar a utilização direta no leito de feridas.
- Em caso de dúvida, testar o produto numa pequena área antes da utilização.
- Interromper a utilização em caso de irritação
- Evitar a inalação.
- Apenas para uso externo

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Armazenamento

Por se tratar de um spray pulverizador, não necessita de condições de armazenamento específicas. Este produto é inflamável, pelo que é importante protegê-lo da luz solar, do calor e de possíveis fontes de ignição.

Validade

Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray de 28 ml tem um período de validade de dois anos a partir da data de fabrico.

convatec
— forever caring —

Miscelânea

Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray de 28 ml é um Dispositivo Médico de Classe I não estéril, conforme a Regra 1 e está aprovado para comercialização em toda a Europa com marcação CE, em conformidade com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (EU) 2017/745 (RDM), que regula os dispositivos médicos a nível europeu.

Este produto cumpre com os requisitos de segurança biológica, conforme a Norma EN ISO 10993

APRESENTAÇÕES

Designação	Quantidade	REF	CNP	CDM
Esenta™ Protetor Cutâneo - Spray	28 ml	423286	7249466	72652519

®/™ Esenta é uma marca da ConvaTec, Inc.

© 2022 ConvaTec Inc.

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.
Avenida Duque de Loule, 106 - Piso 4
1050-093 Lisboa, Portugal
Tel: 707 201 187
email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa
NICP: 508671531 | Capital social: 5.000,00 Euros.

convatec — forever caring —