FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT100010

Imagem	
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 -393 Rio Tinto www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601
Finalidade Médica	Dispositivo de segurança utilizado para acompanhar o utente em marcha. Assegura, ainda, a estabilidade do utente e do acompanhante.
Cor	Azul Marinho
Referência	GT10009
Dimensões	80x20 cm
Descrição	Os Transfers Geritex® permitem a transferência e/ou rotação do utente acamado na cama hospitalar. Graças à vasta gama de materiais, todos os utentes com possíveis reacções alérgicas estão salvaguardados.
Utilização	Colocação do transfer na zona inferior ao paciente, estando este na zona intermédia do dispositivo.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objectos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de jóias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Interior: Espuma de Alta Densidade Exterior: Poliéster
Instruções de Limpeza	A capa deve ser limpa regularmente em conformidade com o protocolo de desinfecção em vigor nas respectivas instituições. A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	O transfer deve ser imediatamente inutilizada quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infecção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contra-Indicações	Contra-indicado em pacientes alérgicos a poliéster.

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Certificações	N. Aplicável
Garantias/ Devoluções	*Garantias* Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transacções não decorrem directamente com o consumidor final. *Devoluções* - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	Os transfers deverão ser verificados regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infecção para o paciente ou para o cuidador. A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador do transfer. *Avaliação de integridade da CAPA:* - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; *Avaliação de integridade do NÚCLEO:* - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Não branquear



Lavagem até 40 °



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.