FICHA TÉCNICA

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Almofada Anti escara Categoria: Anti escaras Classe: Classe I Referência: GT110031 Linha: Cadeira de Rodas Cor: Azul Tipo de Artigo: QuadTech Ergo Viscoelástica Tamanho: Único Medida: 43x43x7 Código ISO[1]: ---- NPDM: M03030203

FINALIDADE MÉDICA

Indicadas para alívio de dor/pressão sob escaras até Grau III na região sacrococcígea e perineal;
Pós-operatório de cirurgias pélvicas e ano- rectal;
Patologia hemorroidária;
Pós-parto.

Instruções de Uso

O dispositivo deve ser colocado na cadeira de rodas como mostra a imagem.

COMPOSIÇÃO

Núcleo: Espuma Viscoelástica
Capa: Poliéster 3D

PREVENÇÃO DE DANOS

É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluídos e, por conseguinte, a contaminação do enchimento do produto.

- Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto;
- Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes;
- Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc.
- Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

Inibição de Uso

O produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificar:

- Danos ou anomalias ao nivel das percintas;

-Sinais de contaminação;

O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção.

Eliminação

Este produto é considerado um resíduo não valorizável.

No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto:

- Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE	RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO
- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a equipamentos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	- Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; - Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES ISO 20344-6. 12/2011 EN ISO 17696-2004	**CONTRA- INDICAÇÕES** Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. Não são conhecidos outros efeitos adversos na utilização deste produto. Caso ocorra algum efeito indesejado, comunique, por favor através do e-mail: qualidade@geritex.pt

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização.

Instruções de Lavagem



Lavar até 30°


Proibido Limpeza a Seco


Não usar lixívia/ branqueadores


Não passar a ferro

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.