Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – OP110040

Imagem do Produto	
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 – 393 Rio Tinto; www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601
Informações Gerais	Almofada Anti escara Ferradura Impermeável
Cor	Preto
Referência	GT110035
Dimensões	42x42x8
Descrição	As Almofadas anti escaras Geritex® moldam-se aos contornos do corpo permitindo uma distribuição uniforme de pressões na cadeira de rodas. Graças a vasta gama de materiais, todos os utentes com possíveis reações alérgicas estão salvaguardados.
Utilização	As Almofadas QuadTech da Geritex® são indicadas para alívio de dor/pressão sob escaras até Grau III na região sacrococcígea e perineal
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objecto pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Núcleo: Viscoelástico Capa: Tela impermeável Bio-Pruf ®
Instruções de Limpeza	A capa deve ser limpa regularmente em conformidade com o protocolo de desinfeção em vigor nas respetivas instituições. A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	A almofada deve ser imediatamente inutilizada quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contraindicações	Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster.
Certificações	Capa: Bio-Pruf® Certificado pela ISO 811

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Garantias/ Devoluções	*Garantias* Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transações não decorrem diretamente com o consumidor final. *Devoluções* - Caso *decida exercer o direito de devolução dos produtos comprados, a Geritex tem o direito de não aceitar a devolução de produtos que são devolvidos sem a etiqueta ou selo correspondente ou que foram alterados em relação ao seu estado original ou danificados.* - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	As almofadas deverão ser verificadas regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infeção para o paciente ou para o cuidador. A inspeção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador da almofada. *Avaliação de integridade da CAPA:* - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; *Avaliação de integridade do NÚCLEO:* - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Não branquear



Lavagem até 30 °



Não passar a ferro



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.