Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Núcleo



Capa



Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Almofada Categoria: Lombar Classe: Classe I Referência: GT130003 Linha: Cadeira, Cama Côr: Azul Tipo de Artigo: Almofada Tamanho: Único Medida: 45x20x8 cm Código ISO[1]: 18 09 42 NPDM: Y033303

FINALIDADE MÉDICA

Almofada indicada para reduzir a pressão, redistribuindo a carga das zonas vulneráveis.

Instruções de Uso: Utilizar a almofada para posicionamento, de forma a permitir o máximo conforto ao paciente. As fibras siliconizadas permitem um ajuste natural das zonas de maior pressão, expandindo sem causar pressão nas zonas a aplicar.
Aplicar na zona lombar ou no pescoço.
Ajustar e fixar a posição através do elástico existente na parte de trás da almofada.

COMPOSIÇÃO

CAPA	**Núcleo**
100% Algodão	Fibras siliconizadas 100% poliéster

PREVENÇÃO DE DANOS

É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto.	- Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO	
Inibição de Uso O produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificar: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.	**Eliminação** Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE - Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a equipamentos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	**RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO** Avaliação de integridade da CAPA - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; Avaliação de integridade do NÚCLEO - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES Não aplicável	**CONTRA- INDICAÇÕES** Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. Não são conhecidos outros efeitos adversos na utilização deste produto.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Almofada Lombar é um produto composto por dois módulos (Núcleo e Capa). Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização.

Não é necessária qualquer ação secundária para a sua utilização. O produto está pronto a ser utilizado. O produto possui um elástico para melhor ajuste, no caso de utilização em cadeira de rodas.

O produto é fornecido com uma capa protetor que protege o produto principal.

RECOMENDAÇÕES DE LAVAGEM CAPA PROTETORA

Lavar preferencialmente à mão com sabão neutro; Pode ser lavado em máquina de lavar numa temperatura igual ou inferior a 40º (sempre com detergentes neutros); Não secar em máquina; Pode utilizar se o ferro para passagem, a temperatura baixa;





Figura 1- Almofada fornecida com capa protetora e com elástico

Modo de Aplicação 2 - Zona do Pescoço

Modo de Aplicação 1 - Zona Lombar



É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.