FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - GT130004

Imagem	
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 – 393 Rio Tinto; www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601
Informações Gerais	Almofada Hospitalar
Cor	Branco
Referência	GT130004
Dimensões	40x55x12
Descrição	Almofada Hospitalar TENCEL®
Finalidade Médica	Almofada com cobertura de proteção que cria uma barreira física contra a sujidade e a contaminação cruzada. O tecido é tratado com uma substância antimicrobiana para controlar a proliferação de bactérias e fungos no tecido e reduzir os níveis de ácaros do pó e respetivas fezes portadoras de alergénios.
Utilização	Almofada de posicionamento para a base da nuca de forma a permitir o máximo conforto ao paciente enquanto se encontra deitado, garantindo higiene através do seu tecido resistente a líquidos, antialérgico e antibacteriano.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Interior em Dracalon (Fibra Siliconizada) 100% Poliéster / Capa em Tela impermeável TENCEL ® 100% Lyocell
Instruções de Limpeza	A capa deve ser limpa regularmente em conformidade com o protocolo de desinfeção em vigor nas respetivas instituições. A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	A almofada deve ser imediatamente inutilizada quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo;

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

	O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infecção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contraindicações	Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster.
Certificações	ISO 527/2/2012
Garantias/ Devoluções	*Devoluções* - Caso *decida exercer o direito de devolução dos produtos comprados que são devolvidos sem a etiqueta ou selo correspondente ou que foram alterados em relação ao seu estado original ou danificados.* - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no ato de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	As almofadas deverão ser verificadas regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infeção para o paciente ou para o cuidador. A inspeção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador da almofada. *Avaliação de integridade da CAPA:* - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; *Avaliação de integridade do NÚCLEO:* - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Limpeza manual (não emergir em água. Limpeza superficial com desinfectante exclusivamente)



Não branquear



Não passar a ferro



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.