FICHA TÉCNICA DE PRODUTO - GT140001

Imagem	
Fabricante	Equalperspective - Fabrico Dispositivos Médicos Ortopédicos E Geriátricos, Lda Rua de Perlinhas, N.º 566 4435- 393 Rio Tinto Telf/ Fax: 220 739 702 E-mail: geral@geritex.pt NIF: 514914650
Informações Gerais	Almofada de Abdução
Cor	Azul
Referência	GT140001
Dimensões	35 x 15 x20
Classificação	DM Classe I
Descrição	A configuração da Almofada de Abdução permite uma adaptação perfeita à zona interna das coxas, evitando o aparecimento de escaras.
Finalidade Médica	A configuração da Almofada de Abdução permite uma adaptação perfeita à zona interna das coxas, evitando o aparecimento de escaras. As cintas laterais dão estabilidade à almofada, evitando a abdução excessiva dos membros inferiores. Um aliado na prevenção de feridas na zona de entrepernas devido à fricção e transpiração. Indicada para um melhor posicionamento adequado da articulação coxofemoral em situações de pós-operatório.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Núcleo: Espuma de Poliuretano Capa: 80% Algodão+20% poliéster
Instruções de Limpeza	A capa deve ser limpa regularmente em conformidade com o protocolo de desinfeção em vigor nas respetivas instituições. A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	A almofada deve ser imediatamente inutilizada quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contraindicações	Contraindicado em pacientes alérgicos a polietileno.

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Certificações	N. Aplicável
Garantias/ Devoluções	- Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no ato de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	As almofadas deverão ser verificadas regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infeção para o paciente ou para o cuidador. A inspeção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador da almofada. Avaliação de integridade da CAPA: - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; Avaliação de integridade do NÚCLEO: - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Não branquear



Lavagem até 40 °



Temperatura máx. 150°



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.