FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT150008

Imagem	
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 -393 Rio Tinto www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601
Finalidade Médica	Prevenção de escaras no calcanhar
Cor	Branco
Referência	GT150008
Dimensões	30 x 19 cm
Descrição	O Calcanhar Anti Escara é composto por matéria-prima em poliéster com acabamento Sanitized® conhecido pelas suas propriedades antibacterianas, antifúngicas e antialérgicas. O dispositivo encaixa no calcanhar e é facilmente ajustado ao formato do pé através de um sistema de velcro.
Utilização	Colocar o dispositivo na zona proeminente do calcanhar, sem pressionar. Verificar se o mesmo não inibe ou compromete o movimento natural do pé/circulação sanguínea. A utilização do dispositivo deve ser acompanhada por um profissional de saúde, uma vez que a(s) zona(s) a proteger, para o qual o produto está indicado, pode apresentar uma condição médica que a conceção do dispositivo não prevê.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluídos e, por conseguinte, a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objectos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de jóias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	100% Poliéster Sanitized®
Instruções de Limpeza	Lavagem até 40º; Não secar na máquina.
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	O produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infecção quer para o paciente e quer para o cuidador.

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contra-Indicações	Contra-indicado em pacientes alérgicos a poliéster.
Certificações	N. Aplicável
Garantias/ Devoluções	*Garantias* Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transacções não decorrem directamente com o consumidor final. *Devoluções* - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador do produto. Pontos de verificação: - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Não branquear



Lavagem até 40 °



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.