FICHA TÉCNICA

Imagem	 
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 – 3939 Rio Tinto; www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601 Registo Nº 040/DM/2019
Designação	Calcanhar Anti escara Plus
Cor	Azul
Referência	GT150009
Tamanhos Disponíveis	20 x 14 x 16
Descrição	Calcanhar Antiescara com sistema de fecho em velcro em dois pontos de fixação (na zona do calcanhar e na parte superior do pé).
Utilização	Utilizar para prevenção de escaras no calcanhar.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Interior em fibras siliconizadas e 100% capa em algodão.
Instruções de Limpeza	O artigo deve ser lavado de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	O artigo deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo, O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Contraindicações	Não são conhecidas.
Certificações	N. Aplicável
Garantias/ Devoluções	*Garantias* Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transacções não decorrem directamente com o consumidor final. Devoluções - Caso decida exercer o direito de devolução dos produtos comprados, a Geritex tem o direito de não aceitar a devolução de produtos que são devolvidos sem a etiqueta ou selo correspondente ou que foram alterados em relação ao seu estado original ou danificados. - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	O artigo deve ser verificado regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infecção para o paciente ou para o cuidador. A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador do calcanhar. - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; - Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 – Instruções de Limpeza da Capa



Limpeza manual



Não branquear



Lavagem até 40 °



Não passar a ferro



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.