Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Colchão Hospitalar Viscoelástico Biopruf® Categoria: Anti escaras Classe: Classe I Referência: GT160014 Linha: Cama Cor: Azul Tipo de Artigo: Colchão Tamanho: Único Medida: 190 x 90 x 12 Código ISO[1]: ---- NPDM: Y033306

FINALIDADE MÉDICA

Distribuir melhor a pressão nos pontos de apoio do corpo do doente

INSTRUÇÕES DE USO

O dispositivo deve ser colocado em cima de um estrado de cama hospitalar

COMPOSIÇÃO

CAPA	NÚCLEO
100% poliéster impermeável - Biopruf®	8 cm espuma A 23 (23kg/ m^3) 4 cm espuma viscoelástica D45 (45 kg/m^3)

CARACTERÍSTICAS DO BIOPRUF®

Antibacteriano *
Antifúngico *
Antialérgico *
* Assegurados quando estão garantidas as condições de utilização do colchão sem exposição a elementos e/ou ambientes contaminados.

PREVENÇÃO DE DANOS

PERIGO DE CONTAMINAÇÃO	EVITE
- É recomendado cuidado especial na utilização de seringas, objetos pontiagudos, bisturis ou outros objetos, perto do produto, dado que estes podem rasgar ou perfurar a capa e o núcleo; - A entrada de fluídos biológicos e a contaminação do produto nestas condições representam perigo para o utilizador;	- O uso de joias, especialmente anéis com pedras, ou com extremidades pontiagudas; **CUIDADOS ESPECIAIS** - Ter atenção ao contacto com o produto durante a utilização de equipamentos médicos tais como acessórios de apoio, placas de transferência, ou outros, de forma a não exercer pressão ou fricção sob a capa/núcleo, para evitar deformações ou rasgões; - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas;

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

INIBIÇÃO DE USO	ELIMINAÇÃO
O produto deve ser imediatamente inutilizado quando: - São visíveis os seguintes danos ou anomalias: sinais de desgaste, rasgões, furos; - Ocorrer contaminação do núcleo por fluídos biológicos virais; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção, quer para o utilizador, quer para o cuidador.	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco fechado e selado e colocado em contentor municipal. **ELIMINAÇÃO DE PRODUTO QUANDO CONTAMINADO**

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

	Proceder à eliminação sujeita aos requisitos específicos definidos pela Unidade de Saúde em causa tendo em vista a prevenção de infecções; * No caso dos utilizadores particulares estes devem contactar qualquer empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos;
CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO - Proibida a exposição solar; - Não armazenar o produto junto de equipamentos de aquecimento como radiadores, esquentadores, aquecedores; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; **CUIDADOS NO TRANSPORTE** - Não empilhar o produto na vertical; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	**RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DO PRODUTO** - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; - Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES UNE EN ISO 868; 527-3;	**CONTRA- INDICAÇÕES** Não são conhecidas contra-indicações.
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização, não sendo necessária qualquer ação secundária para a sua utilização.	
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM Lavável até 95º; Não passar a ferro; Não branquear, nem usar líquidos abrasivos; Esterilizável em autoclave até 120º;	

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.