Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Imobilizador de Cama Categoria: Reforçado Classe: Classe I Referência: GT180006 Linha: Cama Cor: Cinzento Tipo de Artigo: Imobilzador Tamanho: Único Medida: Cinto 121x74 | Abas 89x 74 | Fita Extensível até 200 cm Código ISO[1]: ---- NPDM: V0806

FINALIDADE MÉDICA

O imobilizador de cama reforçado destina se a pacientes acamados.
O Imobilizador Abdominal é ideal para restringir os movimentos do utente em cama hospitalar, de forma a evitar quedas e a permitir a estabilização e a liberdade de movimentos de rotação do corpo.

Instruções de Uso

Colocar o dispositivo na base do cama no centro. Prender a parte inferior, de seguida, com as fitas extensíveis e ajustar ao colchão, de forma a que este não tenha qualquer espaço e/ou folga. Colocar o utente, de seguida, em cima do cinto e ajustar a parte superior do dispositivo à cinta. Ajuste, através do cinto, o velcro de forma a que o utente fique seguro e sem que se sinta apertado.

COMPOSIÇÃO

CAPA Exterior: Tela Impermeável (face Exterior) e Algodão (Interior) Fita: 100% Poliéster	**Núcleo** Espuma, Poliéster, Algodão.

PREVENÇÃO DE DANOS

É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluídos e, por conseguinte, a contaminação do enchimento do produto.	- Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

Inibição de Uso O produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificam: - Danos ou anomalias ao nível da fita, nomeadamente rasgões que comprometam a segurança do dispositivo. - Molas danificadas; - Sinais de contaminação como sangue, urina, fluídos; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de segurança e/ou infeção.	**Eliminação** Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE	RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO
- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a equipamentos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	Avaliação de integridade da CAPA - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; Avaliação de integridade do NÚCLEO - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES UNE 20344.2004	**CONTRA- INDICAÇÕES** Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. Não são conhecidos outros efeitos adversos na utilização deste produto.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização.

Não é necessária a combinação de componentes para o seu desempenho, a não ser os ajustes do dispositivo de acordo com as caracteristicas da cama a colocar e/ou do utente.

Instruções de Lavagem



É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.