# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT180019

| | |
|---|---|
| **Imagem** |  |
| **Fabricante** | Equalperspective Lda<br>Rua de Perlinhas, 566<br>4435 – 393 Rio Tinto;<br>www.geritex.pt<br>geral@geritex.pt<br>Telf/ Fax: 220 739 702<br>NIF: 514998601 |
| **Informações Gerais** | Imobilizador de pulso e tornozelo permitem a restrição de movimentos em cadeiras de rodas e camas hospitalares |
| **Cor** | Azul |
| **Referência** | GT180019 |
| **Dimensões** | *30x9 cm*<br>*Fita Extensível*<br>Máx 135 cm |
| **Classificação** | DM Classe I |
| **Descrição** | Imobilizador de Pulso e Tornozelo |
| **Utilização** | Indicado para pacientes que necessitam de estar sem qualquer tipo de movimento tanto em cama hospitalar como em cadeira de rodas, evitando a liberdade das mãos e/ou pés de forma relaxada ou de forma firme. |
| **Prevenção de Danos** | É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto.<br>- Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto;<br>- Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes;<br>- Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas. |
| **Composição/ Revestimento** | 100% Poliéster Velur |
| **Instruções de Limpeza** | As instruções de lavagem devem ser consultadas na Tab. 1 |
| **Integridade do Produto/ Inibição de Uso** | O Produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem:<br>- Danos ou anomalias ao nível do revestimento;<br>- Sinais de contaminação do núcleo;<br>O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infecção quer para o paciente e quer para o cuidador. |
| **Eliminação** | Este produto é considerado um resíduo não valorizável.<br>No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**:<br>- Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio; |
| **Contraindicações** | Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. |
| **Certificações** | ISO 9886 |
| **Garantias/ Devoluções** | *Garantias*<br>Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transações não decorrem diretamente com o consumidor final. |

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento

| | |
|---|---|
| | *Devoluções*<br>- Caso *decida exercer o direito de devolução dos produtos comprados, a Pacheco e Filhos tem o direito de não aceitar a devolução de produtos que são devolvidos sem a etiqueta ou selo correspondente ou que foram alterados em relação ao seu estado original ou danificados.*<br>- Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos.<br>- Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador. |
| **Recomendações de Inspeção** | A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador do Produto.<br>- Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações;<br>- Verificar todas as costuras;<br>Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; |
| **Cuidados no armazenamento/ Transporte** | - Proibida a exposição solar;<br>- Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento;<br>- Não armazenar os produtos em contato direto com o chão;<br>- Não colocar o produto empilhado na vertical;<br>- Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas;<br>- Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó; |

**Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa**



Não branquear




Lavagem até 30 °



Não passar a ferro



Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento