Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Cinto de Segurança Pélvico • Cadeirão Categoria: Antis escaras Classe: Classe I Referência: GT180022 Linha: Cadeirão Cor: Azul Tipo de Artigo: Cinto Pélvico Tamanho: Único Medida: 50 x 14 cm (Pélvico 38 cm, extensível até 150 cm / Cintura extensível até 155 cm) Código ISO[1]: ---- NPDM: V0899

FINALIDADE MÉDICA

Utilizado para imobilização e/ ou contenção do paciente enquanto se encontra sentado, prevenindo quedas com origem em desequilíbrio e/ ou pouco controlo sobre o tronco, em particular quando estes pacientes se encontram sem vigilância.

INSTRUÇÕES DE USO

Colocar o dispositivo sobre a zona da cintura e pélvis, prender o dispositivo na parte de trás do cadeirão, com as molas (ajustando a fita e fixando sem nunca apertar a cintura o paciente).

COMPOSIÇÃO

INTERIOR	CAPA
10 mm (pasta de espuma 100% poliéster)	62% PVC 38% poliéster

PREVENÇÃO DE DANOS

PERIGO DE CONTAMINAÇÃO	EVITE
- É recomendado cuidado especial na utilização de seringas, objetos pontiagudos, bisturis ou outros objetos, perto do produto, dado que estes podem rasgar ou perfurar a capa e o núcleo; - A entrada de fluídos biológicos e a contaminação do produto nestas condições representam perigo para o utilizador;	- O uso de joias, especialmente anéis com pedras, ou com extremidades pontiagudas; **CUIDADOS ESPECIAIS** - Ter atenção ao contacto com o produto durante a utilização de equipamentos médicos tais como acessórios de apoio, placas de transferência, ou outros, de forma a não exercer pressão ou fricção sob a capa/núcleo, para evitar deformações ou rasgões; - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas;

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

INIBIÇÃO DE USO	ELIMINAÇÃO
O produto deve ser imediatamente inutilizado quando: - São visíveis os seguintes danos ou anomalias: sinais de desgaste, rasgões, furos; - Ocorrer contaminação do núcleo por fluídos biológicos virais; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção, quer para o utilizador, quer para o cuidador.	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco fechado e selado e colocado em contentor municipal. **ELIMINAÇÃO DE PRODUTO QUANDO CONTAMINADO** Proceder à eliminação sujeita aos requisitos específicos definidos pela Unidade de Saúde em causa tendo em vista a prevenção de infecções; * No caso dos utilizadores particulares estes devem contactar qualquer empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos;

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO - Proibida a exposição solar; - Não armazenar o produto junto de equipamentos de aquecimento como radiadores, esquentadores, aquecedores; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; **CUIDADOS NO TRANSPORTE** - Não empilhar o produto na vertical; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	**RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DO PRODUTO** - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; - Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES ----	**CONTRA- INDICAÇÕES** Não são conhecidas contra-indicações.
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização, não sendo necessária qualquer ação secundária para a sua utilização.	
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM Limpeza manual até 30º; Não secar na máquina; Não passar a ferro; Lavagem à máquina até 40º sem centrifugação; Não secar ao sol.	

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.