Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Imobilizador Categoria: Membros superiores Classe: Classe I Referência: GT180033 Linha: Cama Cor: Azul Tipo de Artigo: Manápula Tamanho: Único Medida: 34x24,5 Código ISO[1]: ---- NPDM: V0804

FINALIDADE MÉDICA

Manápula almofadada, indicada para pacientes em regime de permanência prolongada, em camas hospitalares e/ou convencionais, em estado de agressividade elevada. Redução na capacidade manual dos utentes de forma a evitar a remoção de cateteres, fraldas, sonda e roupa de cama.
Elimina a capacidade de preensão de objetos e reduz os riscos resultantes de estados de agressividade no utente;

Instruções de Uso

Colocar a mão do utente dentro do dispositivo e ajustar de forma a não ser possível a preensão de objetos.

COMPOSIÇÃO

Exterior	**Núcleo**
100% nylon Fita 100% Poliéster Travões: Plástico	Fibra Siliconizada

PREVENÇÃO DE DANOS

É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto.	- Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.

INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO

Inibição de Uso	**Eliminação**
O produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificar: - Danos ou anomalias ao nível do tecido; -Sinais de contaminação do núcleo; - Danos ou rasgões na fita, que compretam a segurança do utente; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;

[1] Despacho n.º 7197/2016 de 1 de junho, Lista Homologada de Produtos de Apoio

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE	RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO
- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a equipamentos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	Avaliação de integridade da CAPA - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; Avaliação de integridade do NÚCLEO - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES ---	**CONTRA- INDICAÇÕES** Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. Não são conhecidos outros efeitos adversos na utilização deste produto.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização, não sendo necessária qualquer ação secundária para a sua utilização.

Instruções de Lavagem



É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.