FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT180037

Imagem	 
Fabricante	EqualPerspective - Fabrico Dispositivos Médicos Ortopédicos E Geriátricos, Lda Rua de Perlinhas, N.º 566 4435- 393 Porto Telf/ Fax: 220 739 702 E-mail: geral@geritex.pt NIF: 514998601
Informações Gerais	Manta de Segurança para Cama
Cor	Azul
Referência	GT180037
Dimensões	190X100cm
Finalidade Médica	Elimina a capacidade de saltar as grades laterias de proteção das camas hospitalares, evitando o risco de queda acidental da cama por desorientação, tanto em camas convencionais (SOLTEIRO), como articuladas ou hospitalares. Permite posicionar a pessoa, durante o sono em vários decúbitos ajustando o dispositivo a cada posicionamento, permitindo liberdade de movimentos, sem imobilizar nenhum dos membros, ou qualquer outra parte do corpo, diminuindo a ansiedade do doente. Evita o risco de úlceras de pressão por fricção ou imobilização por longos períodos.
Utilização	Manta de segurança transpirável para cama convencional, articulada ou hospitalar. Onze (11) pontos de fixação ao longo da estrutura da cama por sistema de cinta e mola de fecho, reguláveis individualmente. Contém cinco (5) pontos de fixação laterais, de cada um dos lados, e 1 ponto a meio do dispositivo na zona dos pés. A cabeceira é desenhada em forma de V para permitir liberdade na zona superior do peito/pescoço Os dois (2) pontos de fixação junto da cabeceira dispõem de elástico para evitar pressão acidental sobre esta zona. Indicado para pacientes em estado de desorientação ou estado demencial, que tentem levantar-se sozinhos da cama e que por motivos de falta de força muscular ou descoordenação motora apresentem um alto risco de queda. A regulação independente das onze (11) cintas de fixação permite criar zonas de maior ou menor espaço livre. Deve ser aplicado por cima da roupa da cama e nunca diretamente na pessoa. As onze (11) cintas de fixação devem ser sempre aplicadas no estrado da cama. EM CAMAS ARTICULADAS com estrados articulados, as onze (11) cintas de fixação devem ser aplicadas exclusivamente na parte móvel do estrado, para que, desta forma, o dispositivo se mova juntamente com o estrado. Depois das onze (11) cintas serem previamente ajustadas à estrutura da cama, o dispositivo será colocado e retirado através do sistema de fecho de molas.

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

	NÃO DISPENSA A APLICAÇÃO DESTE DISPOSITIVO POR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE QUALIFICADO.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Tecido em 100% Poliéster Fita: 100% Poliéster
Instruções de Limpeza	A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	O Produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; - Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contraindicações	Não utilizar em camas de casal
Certificações	EN ISO 20344-6.12:2011 EN ISO 20344-6.6+6.8:2011 EN ISO 17696:2004 EN ISO 11641:1993
Garantias/ Devoluções	*Devoluções* - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador do Produto. *Avaliação de integridade* - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa


Não permitido o tratamento com lixívia de cloro.


Lavagem à mão até 40ºC.


Não engomar.


Não limpar a seco

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.