FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT190001

Imagem		
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 – 3939 Rio Tinto www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601	
Finalidade Médica	Deve ser usado para ajudar na estabilização e mobilidade em situações de lesões articulares, como entorses, fraturas, contusões, luxações e recuperação pós-cirúrgica, apoiando a articulação para que esta não caia.	
Cor	Azul Marinho	
Referência	GT190001- 1 (Tamanho S)	25-30 cm
	GT190001- 2 (Tamanho M)	31-37 cm
	GT190001- 3 (Tamanho L)	37-42 cm
Descrição	Os Apoios de Braço da Geritex moldam-se ao contorno do braço permitindo a maximização de conforto do membro superior e a elevação do ombro.	
Utilização	Os Apoios de Braço da Geritex são indicados para as lesões dos membros superiores.	
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objectos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de jóias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.	
Composição/ Revestimento	Capa: 100% Poliéster	
Instruções de Limpeza	A artigo deve ser limpo regularmente em conformidade com o protocolo de desinfecção em vigor nas respectivas instituições. A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1	
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	O artigo deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; -Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infecção quer para o paciente e quer para o cuidador.	
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, **exceto**: - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;	

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Contra-Indicações	Contra-indicado em pacientes alérgicos a poliéster.
Certificações	N. Aplicável
Garantias/ Devoluções	*Garantias* Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transacções não decorrem directamente com o consumidor final. *Devoluções* - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	Os artigos deverão ser verificados regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infecção para o paciente ou para o cuidador. A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador da almofada. *Avaliação de integridade da CAPA:* - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; *Avaliação de integridade do NÚCLEO:* - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Não branquear



Lavagem até 40 °



Não Passar a ferro



Não limpar a seco X

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.