Science. Applied to Life.™

Folha de informações técnicas

3M™ Adaptic™ Penso Não Aderente

Referências:

2012, 2014, 2015, 2018, 2019

DESCRIÇÃO COMERCIAL

O penso Não Aderente 3M™ Adaptic™ é um penso primário composto poruma malha de celulose e impregnada com uma emulsão de vaselina especialmente formulada. É indicado para proteger a ferida e evitar que o penso secundário adira ao leito da ferida.

- Permite evitar a aderência ao leito da ferida
- Permite proteger o tecido em regeneração e minimiza a dor e o desconforto dos pacientes durante as trocas de penso
- Permite evitar a acumulação de líquidos na zona da ferida
- O exsudado passa facilmente para o penso secundário absorvente
- Pode ser adaptado ao tamanho da ferida sem se deformar

3M™Adaptic™ protege o tecido da ferida graças ao seu seu design:

- Estrutura de latão revestida a petrolato e interligada para facilitar a aplicação do penso e
- aplicação e remoção do penso, sem aderir ou perder a sua
- ou perda de integridade do penso.
- O tamanho da malha da estrutura tricotada reduz a possibilidade de possibilidade de crescimento de tecido de granulação através do penso.
- Os poros da malha permitem a passagem livre do exsudado, prevenindo a maceração e a
- exsudado, impedindo a maceração e permitindo a acção de tratamentos tópicos acção dos tratamentos tópicos aplicados na superfície do penso.
- 3M™ Adaptic™ não deixa resíduos e pode ser cortado e adaptado à morfologia da ferida, sem se desfiar ou perder a sua sem se desfiar ou perder a sua integridade ou força.

INDICAÇÕES

O Penso Não Aderente 3M™ Adaptic™ é indicado para uso em feridas com baixo a elevado exsudado, onde a aderência deve ser evitada, tais como:

- queimaduras de primeiro e segundo grau
- lacerações e abrasões
- enxertos
- úlceras venosas
- úlceras por pressão
- extrações de unhas
- eczema
- agrafos e linhas de sutura
- incisões cirúrgicas
- procedimentos de reconstrução

CONTRA INDICAÇÕES

Reveja a lista detalhada de contra indicações no manual de utilizador.

PRECAUÇÕES / ADVERTÊNCIAS

Não reutilize. Para impedir a potencial aderência do silicone às luvas, estas podem ser humedecidas com uma solução esterilizada para facilitar o manuseamento.

A ferida deve ser examinada relativamente a sinais de infeção, em conformidade com a prática clínica.

COMPOSIÇÃO

Nome do Produto e Referncias	Composição
3M™ Adaptic™ Penso Não Aderente (2012, 2014, 2015, 2018, 2019)	Malha de acetato de celulose (55,5%) e emulsão de petrolato (34%) contendo polissorbato 80 (2%), água purificada (6,5%) e sesquioleato de sorbitano (2%)

CARACTERÍSTICAS E MEDIDAS

Características:

- Permite a transferência de fluidos para um penso secundário, reduzindo o risco de acumulação de exsudado e maceraçã
- Pode ser usado sob compressão
- Cortável

Medidas:

Referência	Tamanho
2012	7,6 x 7,6 cm
2014	7,6 x 40,6 cm
2015	7,6 x 20,3 cm
2018	7,6 x 152,4 cm
2019	12,7 x 22,9 cm

ESPECIFICAÇÕES

Pensos ADAPTIC™ Não Aderentes

A malha de tecido de acetato de celulose de estrutura única impregnada com uma emulsão de petrolato destina-se a ser um penso primário a ser utilizado com um penso secundário A malha permite que o exsudado passe facilmente para um penso absorvente secundário, ajudando a evitar a maceração da superfície da ferida e minimizando o risco de acumulação1 O tecido de acetato de celulose tricotado permite que o Penso ADAPTIC™ seja cortado à medida da ferida sem se desfazer ou desfiar1 O Penso Não Aderente ADAPTIC™ é removido de forma limpa da ferida, minimizando o

trauma e a dor1 durante as mudanças de penso Por sua vez, isto reduz o risco de aderência dos tecidos ao Penso ADAPTIC™ e ao penso secundário, e minimiza a dor do doente1

A selecção inadequada do penso, que faz com que o penso adira ao leito da ferida, pode causar trauma e dor quando o penso é removido.2 Os pensos que aderem ao leito da ferida podem resultar em tempo adicional para o médico e na utilização de recursos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Reveja a lista detalhada de instruções no manual do utilizador.

O penso ADAPTIC™ é indicado para feridas secas a altamente exsudativas onde a aderência do penso e do exsudado deve ser evitada, incluindo:

- Queimaduras de 1º e 2º grau Abrasões Enxertos Úlceras venosas Lesões por pressão Extracções de unhas Eczema Agrafos Incisões cirúrgicas Lacerações Procedimentos reconstrutivos Linhas de sutura

EMBALAGEM

Rotulagem:
A rotulagem foi desenvolvida de acordo com o disposto no regulamento (UE) 2017/745 e respetivas secções da norma EN ISO 15223, versão atual.

A rotulagem na embalagem de barreira estéril, caixa primária e caixa de transporte do produto é indicada em todos os idiomas aplicáveis da UE. As instruções de utilização são fornecidas nos mesmos idiomas.

A rotulagem inclui os seguintes elementos gerais: nome do dispositivo, conteúdo da embalagem, finalidade pretendida (incluída no nome do dispositivo), nome e endereço legal do fabricante e elementos UDI necessários (identificador do dispositivo, identificador de produção, número do lote, data de validade).

Os símbolos na etiqueta da embalagem, caixa primária e caixa de transporte do produto incluem os símbolos para o número REF, esterilizado por irradiação, não reutilize, não reesterilizar, não use se a embalagem estiver danificada, consulte as instruções de uso, dispositivo médico, marca CE , fabricante legal, lote, data de validade, data de fabrico e código UDI. Inclui igualmente o símbolo de barreira estéril única.

Cópias em PDF da rotulagem estão disponíveis mediante solicitação.

Symbol	Description
REF	Catalogue number
STERILE R	Sterilised using irradiation
	Do not re-use
	Do not resterilize
	Do not use if packaging is damaged
	Consult instructions for use
MD	Medical device
CE 0297	CE Mark and Notified Body Number
	Legal Manufacturer
	Green Dot
	Use-by date
LOT	Batch code
	Date of manufacture
UDI	Unique device identifier

Symbol	Description
	Single sterile barrier
CH REP	Swiss Authorized Representative
	Importer

Embalagem:

Cada penso é embalado individualmente (sistema de barreira estéril única) eembalados numa caixa. As várias caixas são colocadas numa caixa de transporte.

- **Embalagem de pensos** individuais: Poliéster/Polietileno
- **Caixa primária:** Cartão
- **Caixa de envio:** Caixa de cartão ondulado

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Não armazenar em condições extremas de humidade e temperatura.
Vida útil de 3 anos

ESTERILIZAÇÃO

O penso Não Aderente 3M™ Adaptic™ é um penso estéril de utilização única
Método de esterilização: Radiação

CUMPRIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO

Fabricante / Responsável Legal	3M Deutschland GmbH Health Care Business Carl Schurz Strasse 1 41453 Neuss Germany
Num Reg Único	DE-MF-000011641
REP CE	N/A
País de origem	UK
Classificação	Clase IIb
UDI	06082238401010000000193AY
REG-DOC-MDR	DoC_MDR_NB_0297_3M_TM_ADAPTIC_TM_IIb_REV_1_20220906
Certificado CE	CE 003626MR2017Q
ISO	

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

2012

Tipo de unidade	Unidades	Encomenda mínima
Unidade de consumo	**1 penso / embalagem primária**	**600 pensos**
Caixa	**50 pensos / caixa**	**1 caixas**
Embalagem	**12 caixas / Embalagem**	**1 Embalagem**

2014

Tipo de unidade	Unidades	Encomenda mínima
Unidade de consumo	1 penso / embalagem primária	216 pensos
Caixa	36 pensos / caixa	6 caixas
Embalagem	caixas / Embalagem	1 Embalagem

2015

Tipo de unidade	Unidades	Encomenda mínima
Unidade de consumo	1 penso / embalagem primária	144 pensos
Caixa	24 pensos / caixa	24 caixas
Embalagem	6 caixas / Embalagem	1 Embalagem

2018

Tipo de unidade	Unidades	Encomenda mínima
Unidade de consumo	1 penso / embalagem primária	100 pensos
Caixa	10 pensos / caixa	12 caixas
Embalagem	10 caixas / Embalagem	1 Embalagem

2019

Tipo de unidade	Unidades	Encomenda mínima
Unidade de consumo	1 penso / embalagem primária	72 pensos
Caixa	12 pensos / caixa	12 caixas
Embalagem	6 caixas / Embalagem	1 Embalagem

3M España, S.L. Sucursal em Portugal
Cuidados de saúde
Soluções de Cura Avançada
Rua do Mar da China, 3 – Piso 3A
1990-138 Lisboa
Tel. +351213134500
www.3m.com.pt