Science. Applied to Life.™

Hoja de Información Técnica

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera



Referencias: 3391G / 3392G / 3392GS

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera es una crema de pH equilibrado, hipoalergénica, concentrada que proporciona protección a la piel, íntegra o dañada. La crema protege la piel de los fluidos corporales e irritantes externos proporcionando una barrera de larga duración.

3M™ Cavilon™ crema también hidrata y acondiciona la piel. El uso de esta crema permite que los productos adhesivos se peguen a la piel. No bloquea los dispositivos para incontinencia.

INDICACIONES

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera está indicada en la protección de la piel frente al daño por fluidos irritantes y especialmente el asociado a incontinencia y los síntomas relacionados. También se puede usar para hidratar, acondicionar y proteger la piel seca de forma preventiva.

Este producto es seguro de usar tanto en la piel intacta como en la lesionada, por ejemplo la asociada con la incontinencia. Está especialmente indicada para su uso en pieles sensibilizadas en pacientes con linfedema, úlceras venosas o en aquellos sometidos a tratamientos agresivos con la piel.

La crema no reduce la adherencia a la piel de esparadrapos ni de apósitos adhesivos. Su empleo es seguro en neonatos a término, niños de todas las edades así como en adultos.

- Protección efectiva frente a la humedad y agentes irritantes.
- Protección efectiva contra el daño cutáneo por adhesivos.
- Protección efectiva frente a la fricción.
- Protección efectiva de la piel periestomal.

CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

PRECAUCIONES/ADVERTENCIAS

Evite el contacto con los ojos.

Si el estado de la piel empeora o no mejora en 7 días, consulte a un médico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En casos de ingestión, busque ayuda médica.

Evitar su uso en personas con alergia o sensibilidad conocida a cualquier ingrediente en la lista.

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera no está indicado para el tratamiento de enfermedades en la zona anal, como por ejemplo hemorroides.

COMPOSICIÓN

3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera es una crema concentrada que contiene ingredientes para proteger e hidratar la piel.

- La dimeticona ayuda a proteger la piel de los contaminantes externos.
- El terpolímero de acrilato 3M™ y el trimetilsiloxisilicato aseguran el efecto duradero de la crema y su resistencia al lavado.
- Los agentes hidratantes de la piel, (agua, glicerina, aceites y parafina) retardan la evaporación del agua de la piel.
- Los agentes acondicionadores de la piel (adipato de diisooctilo, palmitato de isopropilo y PPG-15 estearil éter) mantienen un aspecto suave, liso y aportan flexibilidad a la piel.
- No contiene parabenos ni perfume.
- No contiene látex ni ingredientes de origen animal.
- Libre de colorantes, alcohol o jabones.

ATRIBUTOS Y MEDIDAS

Atributos:

- Mayor efectividad gracias a su nueva fórmula de Triple Acción: efecto barrera mejorado de larga duración, gracias a la tecnología polimérica 3M, mayor acción emoliente y acción hidratante más profunda. Ayuda a restablecer las propiedades de barrera natural frente a la humedad de la piel.
- Pacientes protegidos por más tiempo. Resistente al agua y lavados.
- Más rentable al ser una fórmula altamente concentrada. Una pequeña cantidad cubre una gran superficie cutánea que queda totalmente protegida. Por su mayor duración y resistencia requiere menos aplicaciones al día.
- Más sencillo de usar, al poder aplicarse fácilmente con guantes tanto en piel íntegra como dañada. Se absorbe rápidamente en la piel dejando una sensación y olor agradable.
- Mayor confort para el paciente. Menor número de aplicaciones, mayor protección, sensación agradable, no mancha, no pegajosa.
- Mayor seguridad, fórmula hipoalergénica y biocompatible. Su uso es seguro en neonatos a término, niños y adultos. No contiene Parabenos ni perfumes.

- Especialmente indicado en pieles sensibilizadas, con problemas dermatológicos o sometidas a tratamientos agresivos con ella.
- Permite la aplicación de dispositivos adhesivos como de apósitos, esparadrapos y equipos de medida.
- No impide la acción de dispositivos absorbentes para incontinencia.
- Proporciona una barrera protectora transpirable, lo que asegura la función protectora natural cutánea.
- La crema tiene un pH neutro lo que preserva el manto ácido natural de la piel como primera barrera contra microorganismos potencialmente patógenos.
- Permite evaluar el estado de la piel ya que Cavilon Crema una vez aplicado es transparente. No necesita ser retirado previamente a otros tratamientos o para valorar el estado de la piel.
- Compatible con el uso de antisépticos de Gluconato de Clorhexidina.
- Se aplica fácilmente, incluso con guantes.

Medidas:

- 3392G: 1 tubo = 92g.
- 3391G: 1 tubo =28g.
- 3392GS: sobre monodosis = 2g.

INTRUCCIONES DE USO

Limpiar suavemente la piel según sea necesario.

Aplicar 3M™ Cavilon™ Crema Barrera Duradera con moderación para cubrir toda el área afectada.

Repita según sea necesario. Si la sensación es grasa, se ha aplicado demasiado producto.

No necesita ser retirado para posteriores tratamientos.

ENVASADO

Empaquetado:

Ref.	Presentación	Envase
3392G	Tubo 92 gramos	Caja con 12 tubos
3391G	Tubo 28 gramos	Caja con 12 tubos
3392GS	Sobre monodosis 2 gramos	Caja con 20 sobres

Etiquetado: nombre comercial, descripción "multi-idioma", medidas, unidades/envase, caducidad, N° lote, símbolo no contiene látex, símbolo no reutilizar, símbolo ver instrucciones de uso, símbolo no contiene parabenos, símbolo no contiene perfumes, símbolo de verde, marcado CE, código EAN 14 (en sobre y caja), código datamatrix (en caja ref. 3392GS).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar a temperatura ambiente. No congelar.
- Evitar calor y humedad excesivos.
- La fecha de caducidad figura registrada en la caja y es de 2 años a partir de la fabricación del producto.

CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS

Marcado CE de acuerdo con Directiva Europea de dispositivos médicos (EU) 20 17/745

Fabricante	3M Company, 3M Health Care, 3M Center, 2510 Conway Ave, Bldg. 275-5W-06 Saint Paul, MN 55144 USA
EC REP	3M Deutschland GmbH Health Care Business Carl-Schurz-Str. 1 41453 Neuss Germany
País de origen	EEUU
Clasificación	I
EC certificate	REG-OOC-MDR-US-05-665039
ISO	ISO 13485:2003 certificate

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

3391G:

Tipo de unidad	Unidades totales	Pedido mínimo
Unidad de consumo	1	12
Caja	1	12
Embalaje	12	1

3392G:

Tipo de unidad	Unidades totales	Pedido mínimo
Unidad de consumo	1	12
Caja	1	12
Embalaje	12	1

3392GS:

Tipo de unidad	Unidades totales	Pedido mínimo
Unidad de consumo	1	240
Caja	20	24
Embalaje	240	1

3M España, S.L.
Cuidado de la Salud
Soluciones para el Cuidado de la Piel y las Heridas
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Llamada Gratuita 900 210 584 3M Centro de Información al Cliente
www.3m.com.es