KVTECH PORTUGAL, Lda.
Av. Duque de Loule, 106 – Piso 4
1050-093 Lisboa
Portugal
convatec.pt

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VARIHESIVE® GEL CONTROL

Penso de Hidrocolóides

Descrição do Produto

Varihesive® Gel Control é um penso estéril, auto-aderente constituído por três hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina) e excipientes impregnados numa matriz de polisolubutileno. É revestido por uma camada de espuma de poliuretano impermeável a virus e bactérias. A espessura total do penso sem rebordo é de 2.54 ± 0.38mm

Propriedades e Modo de Actuação

O penso Varihesive® Gel Control proporciona à ferida um meio húmido que favorece o processo de cicatrização. Ajuda o desbridamento autolítico, facilita a migração das células epiteliais e permite uma remoção não agressiva do penso não danificando o tecido recém formado. Varihesive® Gel Control pode ser usado como penso primário ou como penso secundário em combinação com outros produtos. A camada adesiva contém elastómeros que conferem ao apósito a capacidade de retenção do exsudado, através da formação de um gel consistente.

Indicações

O penso Varihesive® Gel Control está indicado para feridas com exsudado ligeiro a moderado tais como:

Lesões crónicas - Úlceras de pressão (estádio I - IV), Úlceras de perna.

Lesões agudas. Lesões traumáticas (pequenos abrasões, lacerações). Queimaduras (primeiro e segundo grau superficial). Excisões dermatológicas. Feridas cirúrgicas (pós-cirúrgico, zonas dadoras)

Contra-indicações

O penso Varihesive® Gel Control, não deverá ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida a este penso ou a alguns dos seus componentes.

Instruções de Uso

Os pensos Varihesive® Gel Control são estéreis, devendo por isso ser manuseados adequadamente.

Escolha um tamanho de apósito que ultrapasse pelo menos 3 cm os bordos da lesão.

Limpe a ferida, irrigue-a e seque bem a zona circundante.

Apresentações sem rebordo:

1. Retire o papel siliconado do penso, procurando reduzir ao mínimo o contacto dos dedos com a superfície adesiva.
2. Coloque suavemente o apósito sobre a úlcera; não estique o penso.
3. Adapte o penso à lesão de forma a conseguir uma óptima adesão na pele perilesionada.
4. Se necessário aplique fita adesiva hipoalergénica nos rebordos do penso.

Remoção do penso:

Para retirar o penso Varihesive® Gel Control comprima ligeiramente a pele, e levante cuidadosamente o rebordo do apósito com a outra mão.

convatec
— forever caring —

O tempo máximo de utilização recomendado é de 7 dias.

Conservação:

Mantenha à temperatura ambiente em lugar seco, evitando a refrigeração e exposição a elevados teores de humidade.

Este produto é fornecido estéril. Se a embalagem primária estiver danificada, não utilize. Para utilização única. Esterilizado por raios Gamma.

Precauções e Observações

1. Devem ser tomadas as medidas de apoio quando for necessário (por ex. utilização de compressão graduada em úlceras venosas de perna, ou medidas para o alívio da pressão no tratamento de úlcera de pressão).
2. Dada a capacidade de desbridamento autolítico do apósito, a área da lesão pode aumentar após as primeiras mudas.
3. A colonização de lesões crónicas é comum e não constitui contra-indicação para a utilização do apósito.
4. O apósito poderá ser utilizado em lesões infectadas sob supervisão médica conjuntamente com uma antibioterapia adequada e uma frequente monitorização da lesão. Na presença de infecção por bactérias anaeróbias, a terapia oclusiva não é recomendada.
5. Raramente têm sido reportadas irritação e/ou maceração, hipergranulação ou reacções alérgicas.
6. Não são recomendadas mudanças muito frequentes do apósito quando a pele perilesional estiver comprometida

Miscelânea

O penso Varihesive® Gel Control está aprovado para comercialização em toda a Europa com marcação CE, em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE do Conselho que regula os dispositivos médicos a nível europeu.

Apresentações

Apresentações	Dimensões	Unids.	REF	CNP	CDM
Penso estéril	10x10 cm	cx 10	187639	6729012	15084930
Penso estéril	15x15 cm	cx 10	187632	6729038	15481867
Penso estéril	20x20 cm	cx 5	187662	6774141	15481948

ConvaTec Limited,

Deeside, UK

®/™ são marcas de ConvaTec, Inc.

©2022

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.
Avenida Duque de Loule, 106 – Piso 4

1050-093 Lisboa, Portugal
Tel: 707 201 187
email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa
NICP: 508671531 | Capital social: 5.000,00 Euros.

convatec
— forever caring —