KVTECH PORTUGAL, Lda.
Av. Duque de Loule, 106 - Piso 4
1050-093 Lisboa
Portugal
convatec.pt

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

KALTOSTAT®

Penso de fibras de alginato de cálcio

Descrição do Produto

Kaltostat® é um penso macio, de cor esbranquiçada, estéril, não-entretecido de fibras de alginato de cálcio.

Propriedades e Modo de actuação

As fibras de alginato de cálcio absorvem o exsudado da ferida ou de uma solução salina e convertem-se num revestimento consistente de fibra/gel. Este gel proporciona um meio quente e húmido na interface da lesão. O gel permite uma remoção indolor do apósito, não danificando os tecidos recém-formados. Dependendo da ferida, o apósito poderá permanecer colocado até 7 dias. Em contacto directo com uma lesão sangrante, o apósito Kaltostat® favorece a hemostase, nesta situção deverá ser usado juntamente com um penso secundário.

O penso Kaltostat®, como apresenta uma relação de ácido glucorónico: ácido manurónico de 2:1, é um alginato muito consistente quando húmido, proporcionando, portanto, uma fácil remoção do penso.

Indicações

Kaltostat® é um penso externo concebido para absorver exsudado e promover a hemostase. O apósito Kaltostat® está indicado como penso externo no tratamento local de lesões de moderada a extremamente exsudativas tais como:

- úlceras de pressão, úlceras venosas, úlceras arteriais, úlceras diabéticas e feridas oncológicas
- zonas dadoras, incisões pós-cirúrgicas, feridas traumáticas e queimaduras supeficiais
- o apósito Kaltostat® está também indicado para o tratamento local de feridas sangrantes: lacerações, abrasões, hemorragias nasais, extracções dentárias, e após o desbridamento de feridas cirúrgicas.

Contra-indicações

O apósito Kaltostat®, não deverá ser usado em indivíduos com sensibilidade conhecida a este penso ou a alguns dos seus componentes. O apósito não está indicado para queimaduras do 3° grau e não deve ser usado como esponja cirúrgica.

Kaltostat® não está indicado para feridas com hemorragia excessiva.

Instruções de Uso

Os apósitos Kaltostat® são estéreis, devendo por isso ser manuseados adequadamente.

Preparação e limpeza da ferida:

Antes da aplicação do penso Kaltostat®, as áreas afectadas deverão ser limpas com um agente de limpeza apropriado. Se necessário, a lesão deverá ser desbridada sob a supervisão de um profissional de saúde habilitado e irrigada com uma solução de limpeza apropriada antes da aplicação do apósito Kaltostat®.

Mudança do penso:

a) Nas feridas moderada e altamente exsudativas deve mudar o penso Kaltostat® quando o exsudado aparece à superfície do penso secundário ou de acordo com a prática clínica.
b) Nas feridas altamente exsudativas a remoção do apósito é geralmente isenta de problemas. O penso Kaltostat® gelificará na interface apósito/ferida destacando-se ligeiramente do leito da lesão.
c) Nas feridas ligeiramente exsudativas a remoção do penso Kaltostat® pode ser facilitada saturando-o com uma solução salina estéril.
d) Antes da aplicação, a área da lesão deverá ser limpa com um agente de limpeza apropriado.
e) O penso Kaltostat® deve ser removido da ferida e esta deve ser limpa em intervalos regulares de acordo com as Boas Práticas Clínicas, ou até um máximo de sete dias.
f) Nas feridas sangrantes, o penso deverá ser cuidadosamente removido quando a hemorragia parar e ser substituído por um novo apósito conforme acima descrito.

convatec
— forever caring —

Apenas para uma única utilização

Esterilizado por raios Gamma. A esterilidade está garantida a não ser que a embalagem se encontre danificada ou se deteriore antes de ser utilizada.

Precauções e Observações

- No aparecimento de irritação (vermelhidão, inflamação), maceração (pele esbranquiçada), hipergranulação (excesso de formação de tecido) ou sensibilidade (reacção alérgica), deverá ser consultado um profissional de saúde habilitado.
- O penso Kaltostat® está concebido para criar um ambiente húmido que facilite a cicatrização das feridas. Se o penso Kaltostat® formou inicialmente um gel que secou, a sua remoção da ferida pode ser difícil. Geralmente a dessecação não é um problema em feridas exsudativas. O penso Kaltostat® deve ser removido apenas com uma solução salina estéril normal. Para manter o gel pode haver a necessidade de reaplicar a solução salina. No caso do gel e penso ficarem secos, deverá ser saturado com uma solução salina a fim de o reidratar; este processo pode demorar algumas horas.
- A colonização de feridas crónicas é comum e não constitui contraindicação para o uso deste penso.
- O penso Kaltostat® pode ser utilizado em feridas infectadas, sob supervisão de um profissional de saúde habilitado.
- Devem tomar-se as devidas medidas de suporte nas situações em que estão indicadas (ex.: uso de ligaduras de compressão no tratamento de úlceras venosas, ou o alívio da pressão no tratamento de úlceras de pressão).
- No tratamento do Pé Diabético, deverá ser mantido o controlo da glicémia, bem como proceder às medidas de suporte apropriadas.
- Nas feridas oncológicas é recomendada a aplicação de um penso secundário com uma elevada capacidade de absorção.
- O penso Kaltostat® não deve ser usado como esponja cirúrgica. Kaltostat® não deve ser utilizado para controlar hemorragias fortes. Nas situações de emergência em que ocorrem grandes perdas de sangue devem ser seguidas outras medidas alternativas.

Conservação

Armazenar em local fresco e seco (10°C - 25°C)

Miscelânea

Kaltostat® está aprovado para comercialização em toda a Europa com marcação CE, em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE do Conselho que regula os dispositivos médicos a nível europeu.

Apresentações

Apresentações	Dimensões	Unids.	REF	CNP	CDM
Penso estéril	5x5 cm	cx 10	168210	6727743	15481123
Penso estéril	7,5x12 cm	cx 10	168212	6727735	15481115
Penso estéril	10x10 cm	cx 10	168101	6274159	23577290
Penso estéril	10x20 cm	cx 10	168214	6727818	15481093

ConvaTec Limited,
Deeside, UK

®/™ são marcas de ConvaTec, Inc.

©2022

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.
Avenida Duque de Loule, 106 - Piso 4,
1050-093 Lisboa, Portugal
Tel: 707 201 187
email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa
NICP: 508671531 | Capital social: 5.000,00 Euros.

convatec
— forever caring —