KVTECH PORTUGAL, Lda.
Av. Duque de Loule, 106 - Piso 4
1050-093 Lisboa
Portugal
convatec.pt

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VARIHESIVE® EXTRA FINO

Penso de Hidrocolóides extra-fino

Descrição do Produto

VARIHESIVE® Extra Fino é um penso estéril auto aderente constituído por três hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica, pectina e gelatina) e excipientes impregnados numa matriz de polisobutileno. Está revestido por um filme de poliuretano.

Propriedades e Modo de Actuação

O penso VARIHESIVE® Extra Fino é constituído por hidrocolóides que em contacto com o exsudado da lesão formam um gel suave que constitui um meio ideal para a cicatrização.

Dada a sua flexibilidade e transparência, é ideal na protecção de zonas em risco de escariar.

Sendo um penso auto-aderente, adesivo e muito flexível pode ser usado como penso secundário quando se pretende manter a humidade na lesão.

Indicações

VARIHESIVE® Extra Fino está indicado na última fase da cicatrização - reepitelização, no tratamento de lesões superficiais ligeiramente exsudativas tais como lesões agudas, feridas cirúrgicas (pós-cirúrgico) e na prevenção de zonas em risco de desenvolver uma úlcera de pressão.

Indicações em Dermatologia - Indicado isoladamente ou em combinação com esteróides para o tratamento da psoaríase ou outras condições recalcitrantes, onde os resultados oferecidos pela oclusão são recomendados pelo médico. A utilização conjunta deste produto com medicamentos tópicos, deve ser feita sob supervisão médica.

Contra-indicações

O penso VARIHESIVE® Extra Fino, não deverá ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida a este penso ou a alguns dos seus componentes. Este apósito não deve ser utilizado em conjunto com esteróides tópicos se o tratamento oclusivo não for recomendado.

Instruções de Uso

Os pensos VARIHESIVE® Extra Fino são estéreis, devendo por isso ser manuseados adequadamente.

Escolha um penso com um tamanho, que ultrapasse pelo menos 3 cm, os bordos da lesão.

Limpe a ferida, irrigue-a e seque bem a zona circundante.

Nota: À medida que o penso vai absorvendo exsudado, pode observar-se a formação do gel através de uma bolha na superfície do penso.

1. Retire o papel siliconado do penso, procurando reduzir ao mínimo o contacto dos dedos com a superfície adesiva.
2. Coloque suavemente o penso sobre a úlcera; não estique o apósito.
3. Adapte o penso à lesão de forma a conseguir uma óptima adesão na pele perilesionada.
   Nota: Na terapêutica com esteróides, deverá espalhar uma ligeira quantidade de creme sobre a área

   afectada. Quando o creme desaparecer aplique uma nova camada deixando uma película de creme sobre a lesão. Mantenha uma margem de pele suficiente (1,5 cm) para assegurar a aderência do penso.
4. Se necessário aplique fita adesiva hipoalergénica nos rebordos do penso.

Remoção do penso:

Para retirar o penso VARIHESIVE® Extra Fino comprima ligeiramente a pele, e levante cuidadosamente o rebordo do penso com a outra mão.

O tempo máximo de utilização recomendado é de 7 dias.

convatec
— forever caring —

Conservação:

Mantenha à temperatura ambiente em lugar seco, evitando a refrigeração e exposição a elevados teores de humidade.

Este produto está esterilizado.

Se a embalagem primária estiver danificada, não utilize.

Para utilização única.

Esterilizado por raios Gamma.

Precauções e Observações

1. Devem ser tomadas as medidas de apoio quando for necessário (por ex. utilização de compressão graduada em úlceras venosas de perna, ou medidas para o alívio da pressão no tratamento de úlceras de pressão).
2. Dada a capacidade de desbridamento autolítico do apósito, a área da lesão pode aumentar após as primeiras mudas
3. A colonização de lesões crónicas é comum e não constitui contra-indicação para a utilização do apósito.
4. O apósito poderá ser utilizado em lesões infectadas sob supervisão médica conjuntamente com uma antibioterapia adequada e uma frequente monitorização da lesão. Na presença de uma infecção por bactérias anaeróbias, a terapia oclusiva não é recomendada.
5. Raramente têm sido reportadas irritação e/ou maceração, hipergranulação ou reacções alérgicas.
6. Não são recomendadas mudanças muito frequentes do penso quando a pele perilesional estiver comprometida
7. A utilização concomitante do Varihesive® Extra Fino com medicamentos só foi estudada no caso de esteróides tópicos.
8. A sensibilidade aos componentes dos esteróides pode ser potenciada pela oclusão. Em caso de irritação deve descontinuar a utilização e contactar o médico.
9. A oclusão de esteróides tópicos potencia a sua absorção sistémica. Para consultar os efeitos adversos, precauções, efeitos adversos locais e contra-indicações deverá ler a literatura interna do esteróide utilizado.

convatec
— forever caring —

Miscelânea

O penso VARIHESIVE® Extra Fino está aprovado para comercialização em toda a Europa com marcação CE, em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE do Conselho que regula os dispositivos médicos a nível europeu.

Apresentações

Apresentações	Dimensões	Unids.	REF	CNP	CDM
Penso estéril	7,5x7,5 cm	cx 10	187952	6733345	15481808
Penso estéril	10x10 cm	cx 10	187955	6733360	15866548
Penso estéril	15x15 cm	cx 10	187957	6733386	15481816
Penso estéril	15x18 cm	cx 10	187914	6733428	15481794

ConvaTec Limited,
Deeside, UK
®/™ são marcas de ConvaTec, Inc.
©2022

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.
Avenida Duque de Loule, 106 - Piso 4

1050-093 Lisboa,
Portugal
Tel: 707 201 187
email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa
NICP: 508671531 | Capital social: 5.000,00 Euros.

convatec
— forever caring —