Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Adhesive Remover

Removedor de adesivo em silicone



1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

O Adhesive Remover é um removedor de adesivo em silicone que não contém qualquer tipo de álcool que provoque efeito de picada ou deixe resíduos.
Inodoro e incolor, suave para a pele, não provoca ardor, é um líquido que se apresenta numa embalagem de spray e de uso fácil.

Composição:
Siloxanos 100 % (HMDSO)
Nitrogénio (atua como propulsor).

Não contém latex / PVC / DEHP.

Composição da embalagem:
Alumínio

2. MECANISMO DE AÇÃO

O Adhesive Remover infiltra-se rapidamente entre o adesivo e a pele, libertando o dispositivo suavemente e em segundos.
O Adhesive Remover evapora-se rápida e completamente sem deixar resíduos de modo a que o próximo dispositivo possa ser colocado normalmente.

3. INDICAÇÕES

Adhesive Remover é indicado para a remoção rápida, indolor e atraumática dos adesivos utilizados nos produtos para ostomia, pensos e outros dispositivos aplicados na superfície da pele.

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

4. CONTRAINDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

Utilizar somente como indicado pelo fabricante.
Evitar o contacto com a pele ferida ou sensível.
Suspender a utilização caso ocorra irritação.
Não pulverizar perto dos olhos, face ou pele ferida.
Proteger da luz solar direta e não expor a temperaturas superiores a 50ºC.
Não furar ou queimar mesmo após a embalagem estar vazia.
Não vaporizar para uma chama ou qualquer outro material incandescente.
Manter fora do alcance das crianças.
Não fumar.
Evitar a inalação.
A utilização abusiva de solventes pode provocar a morte.

Não utilizar no caso de a embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Quando utilizado corretamente não são conhecidos efeitos adversos.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

Pulverizar o local em redor do adesivo e espere alguns segundos
Retire o adesivo do local aonde está colocado, fazendo mais uma aplicação do produto caso facilite a remoção
O Adhesive Remover seca rapidamente. Após a secagem do mesmo as aplicações adicionais não prejudicam a ação do produto.

O produto pode ser pulverizado mesmo com a embalagem invertida e armazenado na posição horizontal sem perigo de fugas.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Os componentes do Adhesive Remover têm sido amplamente utilizados desde há muitos anos. Não existem evidências de que o Adhesive Remover provoque dermatite de contato.

Classificação do Dispositivo Médico:	Classe I (não estéril)
Regulamento:	REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 5 de abril de 2017

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Fabricado por:
Aurena Laboratories AB, Fjärrviksvägen 22, SE-653 50 Karlstad - Suécia

Distribuído por:
B. Braun Medical, Unipessoal Lda
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

8. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM

	=	Código de lote
	=	Número de Referência
	=	Advertência
	=	Data-Limite de Utilização
	=	Fabricante
	=	Consultar instruções de utilização
	=	Substâncias Inflamáveis
	=	Limites de temperatura para armazenamento

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

9. PRAZO DE VALIDADE

3 anos

10. APRESENTAÇÃO

Referência	Descrição	Medida / Volume	Unidade de Venda
2005-1	Adhesive Remover	50 ml	Caixa de 1 unidade