RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

AQUACEL®-Ag SURGICAL

Penso Cirúrgico de Hydrofiber® com Prata

Descrição do Produto

AQUACEL® Ag SURGICAL (penso cirúrgico de Hydrofiber®com prata) é um penso estéril pós-operatório constituído por uma almofada interna de contacto com a ferida constituída por Tecnologia Hydrofiber® com prata iónica (1,2%) cosida com fio de nylon e elastano. Esta almofada está fixada no seu lugar através de duas camadas de hidrocolóide e uma camada superior externa de filme de poliuretano.

Propriedades e Modo de Actuação

A almofada central altamente absorvente de Tecnologia Hydrofiber® absorve e retém o extravasamento de fluido sero-hemático e transforma-o num gel suave que mantem um ambiente húmido para suportar o processo fisiológico de cicatrização.

A prata iónica contida no penso garante eficácia antimicrobiana para um largo espectro de microbios patogénicos que podem causar infecção – *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* resistentes à meticilina (MRSA), *Enterococcus sp*. resistentes à vancomicina (VRE) e outros agentes patogénicos para a ferida.

O filme de poliuretano do penso cirurgico de Hydrofiber® com Prata proporciona uma barreira bacteriana e viral para reduzir o risco de infecção, desde que o penso permaneça intacto e sem extravazamento.

O componente hidrocolóide do penso proporciona uma aderência cutânea segura e suave, bem como uma remoção não traumática do penso, minimizando os danos na pele perilesional.

AQUACEL® Ag SURGICAL (penso cirúrgico de Hydrofiber® com prata) é resistente à água e actua como uma barreira da ferida para bactérias e vírus. Está concebido para se adaptar às mudanças de geometria da ferida/incisão durante o movimento do corpo e da fase de edema pós-operatório.

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, Lda
Avenida da Liberdade, 144 – 7ºDtº • 1250-146 Lisboa • PORTUGAL
Tel: 707 201 187 • Fax: 707 201 189 • email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa com o NICP: 508671531, Capital: 5.000,00 Euros

Indicações

AQUACEL® Ag SURGICAL (penso cirúrgico de Hydrofiber® com prata) deve ser utilizado sob a supervisão de um profissional de saúde habilitado:
No tratamento de feridas que cicatrizam por primeira intenção. (ex.: Feridas traumáticas e feridas/incisões pós-operatórias).

Contra-Indicações

AQUACEL® Ag SURGICAL (penso cirúrgico de Hydrofiber® com prata) não deve ser utilizado em indivíduos sensíveis ao penso ou a algum dos seus componentes ou que tenham tido alguma reacção alérgica ao penso ou a algum dos seus constituintes

Instruções de Uso

1. Antes de aplicar o penso, limpar a ferida/incisão com um agente de limpeza de feridas adequado, irrigar bem com soro fisiológico e secar a pele circundante.
2. Escolher um penso de tamanho adequado para assegurar o contacto directo da ferida/incisão e a almofada de Tecnologia Hydrofiber®.
3. Retirar o penso da embalagem esterilizada.
4. Retirar inicialmente 3/4 do papel protector ao longo do comprimento do penso minimizando o contacto dos dedos com a almofada central e superfície adesiva. Colocar o penso de um dos lados da ferida/linha de incisão e aplicar suavemente o penso sobre a ferida/linha de incisão moldando-o ao lugar.
5. Retirar o restante 1/4 do papel protector e suavemente moldar o penso sobre a ferida/linha de incisão. Moldar o penso no lugar para uma aderência segura. Não esticar o penso.
6. A superfície externa translúcida do hidrocolóide permite ao clínico monitorizar a almofada central de Tecnologia Hydrofiber® e avaliar quando o penso necessita de ser mudado. O penso pode ficar colocado até 7 dias, mas sujeito a uma avaliação clínica regular e ao protocolo local de utilização de pensos.
7. Todas as feridas/incisões devem ser monitorizadas frequentemente. Retirar AQUACEL® Ag SURGICAL (penso cirúrgico de Hydrofiber com prata) quando clinicamente indicado (exemplo: extravasamento de fluidos, hemorragia excessiva, suspeita de infecção, ou ao 7º dia).

Para aplicar em incisões no joelho, a perna deve estar dobrada com um ângulo aproximado de 30º graus para uma correcta aplicação do penso.

Remoção do Penso
Para remover o penso, pressionar a pele com uma mão e levantar a ponta do penso cuidadosamente com a outra mão. Esticar o penso para quebrar o selo aderente e remover.

Precauções e Observações

Atenção: A Esterilidade do produto está garantida, a menos que a embalagem primária esteja danificada ou aberta antes da sua utilização.

Para uma única utilização.

Devido ao processo de esterilização pode ocorrer um ligeiro odor no momento da abertura da embalagem primária.

Não aplicar o penso sob tensão.

Não cortar o penso.

Escolher a dimensão do penso de forma a assegurar o contacto directo da ferida/incisão e a almofada central de Tecnologia Hydrofiber®. A zona aderente do penso não deve estar em contacto com a ferida/incisão.

AQUACEL® Ag SURGICAL (penso cirúrgico de Hydrofiber® com prata) não está concebido como método alternativo para encerramento primário tais como agrafes ou suturas.

No caso de Infecção durante a utilização do penso, deve iniciar-se terapia antibiótica apropriada. O uso de AQUACEL® Ag SURGICAL (penso cirúrgico de Hydrofiber® com prata) pode ser continuado, mas a evolução da ferida/incisão deve ser monitorizada cuidadosamente e todo o tratamento deve estar sob supervisão médica.

O penso não é compatível com a utilização de produtos à base de óleo, tais como vaselina.

Conservação

Este produto é para uma única utilização e está esterilizado.

Se a embalagem primária estiver danificada não utilizar o penso.

Conservar à temperatura ambiente (10ºC – 25ºC / 50ºF – 77ºF). Manter Seco.

Se forem necessárias informações ou orientações por favor contactar o Serviço de Informação Profissional da ConvaTec (linha Verde 800 20 16 78) ou visite-nos em www.convatec.com

Se a embalagem do produto estiver danificada, não usar.

APRESENTAÇÕES

Apresentações	Dimensão da incisão	Pensos/caixa	Código REF.
AQUACEL-Ag SURGICAL 9cmx10cm	4 cm	10	412009
AQUACEL-Ag SURGICAL 9cmx15cm	9 cm	10	412010
AQUACEL-Ag SURGICAL 9cmx25cm	17 cm	10	412011
AQUACEL-Ag SURGICAL 9cmx35cm	27 cm	10	412012

ConvaTec Limited,
Deeside, UK

®/™ são marcas de ConvaTec, Inc.

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, Lda
Avenida da Liberdade, 144 – 7ºDtº • 1250-146 Lisboa • PORTUGAL
Tel: 707 201 187 • Fax: 707 201 189 • email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa com o NICP: 508671531, Capital: 5.000,00 Euros