Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)



Askina® Carbosorb
Penso absorvente de odores estéril – compressa de carvão activado

1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

O **Askina® Carbosorb** é um penso estéril, embalado individualmente, de fácil abertura composto por três camadas:

- Uma camada espessa e absorvente de contacto (branca) de tecido não-tecido, poliamida e poliéster;
- Uma camada intermédia de carvão activado;
- Uma terceira camada (externa) de tecido não tecido e poliamida;

O **Askina® Carbosorb** possui ainda as seguintes características:

- É hipoalérgico, sendo bem tolerado pelos doentes;
- Pela facilidade de abertura do seu invólucro primário previne contaminações microbiológicas acidentais;
- Previne a maceração dos tecidos envolventes;
- Mantém um gradiente óptimo de humidade à superfície da ferida;
- Gere a produção e extravasamento do exsudado;
- Permite a monitorização da ferida;
- Actua como penso secundário;
- Mantém a sua integridade física durante o período de utilização;
- Elimina o odor do exsudado e das feridas

Composição: Poliamida, poliéster e carvão ativado.

Produto isento de látex

2. MECANISMO DE AÇÃO

O carvão activado funciona como adsorvente dos odores exalados por algumas feridas, melhorando a qualidade de vida do doente.

3. INDICAÇÕES

É indicado no tratamento de feridas de etiologia infecciosa e não infecciosa em todos os estádios de exsudação, como sejam:

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

- Fístulas;
- Úlceras (de pressão, venosas e arteriais);
- Feridas pós-operatórias.

4. CONTRAINDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

O uso de **Askina® Carbosorb** em feridas que aparentem sinais clínicos de infecção ou de inflamação deve só ser equacionado mediante monitorização médica.
Deve administrar-se um tratamento com antibiótico sistémico, sob controlo médico.

Não se deve cortar a compressa.

Não utilizar no caso de a embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Não existem efeitos adversos conhecidos associados ao uso de **Askina® Carbosorb.**

Recomenda-se a leitura atenta da alínea anterior.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

Recomenda-se que **Askina® Carbosorb** seja usado sob supervisão de um profissional de saúde, tendo em atenção as técnicas de assépsia.
O **Askina® Carbosorb** é muito fácil de aplicar, não requerendo técnica ou equipamento especializados.

PRIMEIRA APLICAÇÃO DE **Askina® Carbosorb**



Em feridas muito exsudativas pode-se associar ao **Askina® Carbosorb** a um penso de alginato de cálcio, aplicado por debaixo do **Askina® Carbosorb**.

Periodicidade da Mudança do Penso
O intervalo entre as trocas do penso depende exclusivamente do estado da ferida e do nível do exsudado.

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

As feridas com elevado nível de exsudado e intensamente odoríficas podem requerer inicialmente a troca diária do penso, mas que poderá ser reduzida para duas vezes por semana de acordo com o processo evolutivo da cicatrização.
Em feridas infectadas as trocas de penso devem ser no mínimo diárias.
O penso não deverá permanecer colocado por mais de sete dias.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico: Classe IIa
Organismo notificado: NSAI - National Standards Authority Ireland (0050)
Directiva comunitária: 93/42/CEE

Fabricado por:
B. Braun Hospicare Ltd., Collooney, Co. Sligo – Irlanda

Distribuído por:
B. Braun Medical, Unipessoal Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

8. ESTERILIDADE

Produto esterilizado através de radiação gama.

Estéril até a embalagem ser aberta ou danificada.

9. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM



= Código de lote



= Número de referência


= Advertência


= Data Limite de Utilização

Ficha Técnica

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

 = Fabricante

 = Não reutilizar

 = Marcação CE com identificação do Organismo Notificado

 = Esterilizado por radiação gama

 = Manter longe da luz solar

 = Manter seco

 = Marca Ponto Verde

10. PRAZO DE VALIDADE

5 anos.

11. APRESENTAÇÃO

Referência	Medida	Unidade de Venda
9025006	10 x 10 cm	Caixas de 10 unidades
9025014	10 x 20 cm	Caixas de 10 unidades