FICHA TÉCNICA

b.ativ hydrogel

HIDROGEL EM SERINGA



by care
innovating for
a better care

www.by-care.pt

DESCRIÇÃO TÉCNICA

REFERÊNCIAS

7011250

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Hidrogel em seringa translúcido.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

O hidrogel é utilizado para re-hidratar o tecido necrótico e facilitar o desbridamento autolítico, enquanto absorve os exsudatos sem danificar o tecido de granulação frágil, como úlceras venosas, escaras e úlceras de pé diabético, cavidades ou fístulas e queimaduras de 1º ou 2º grau.



CARATERISTICAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

- Carboximetilcelulose de sódio – 5%
- Propilienoglicol – 15%
- Cloreto de cálcio dihidratado – 1%
- Água purificada – 79%

TAMANHO

15G

...OUTRAS CARATERÍSTICAS

- Elevada taxa de absorção de exsudatos
- Não aderente à ferida
- Não escorre do leito da ferida, evitando a maceração da pele circundante
- Facilita o desbridamento autolítico
- Mantém o ambiente húmido, acelera a cicatrização da ferida
- Transparente, amorfo
- Isento de látex
- Hipoalergénico
- Livre de partículas tóxicas e contaminantes

PRAZO DE VALIDADE

3 ANOS

CLASSIFICAÇÃO CE

Classe IIb

ESTÉRIL/NÃO ESTÉRIL

ESTÉRIL

TIPO DE ESTERILIZAÇÃO

VAPOR

ENQUADRAMENTO LEGAL

HIDROGEL EM SERINGA

O produto está em conformidade com os requisitos legais para dispositivos médicos.

Simbologia utilizada:



Em conformidade com os requisitos legais do Regulamento dos Dispositivos Médicos 2017/745 - Classe IIb

INSTRUÇÕES DE USO

1. Limpar a ferida com água salina, depois secar a superfície da ferida;
2. Abrir a embalagem e injetar o hidrogel na ferida;
3. Injetar cuidadosamente o hidrogel até que fique igual à superfície da ferida, com cerca de 3mm de espessura;
4. Aplicar um penso secundário na superfície da ferida;
5. Trocar o hidrogel de acordo com a quantidade de exsudato da ferida. Para remover a escara de forma eficaz, trocar o hidrogel a cada um ou dois dias;
6. O hidrogel pode ser removido, sem deixar resíduos, com água salina que é usada para limpar a ferida.



APRESENTAÇÃO LOGÍSTICA

REF.	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA DISPENSADORA	CARTÃO
7011250	1	10	100

O PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO À TEMPERATURA AMBIENTE, EM LOCAL SECO E FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ SOLAR

ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar se a embalagem estiver danificada
- Produto de uso único, não reutilizar
- Apenas para uso externo



CONTRA-INDICAÇÕES

1. Produto apenas para uso externo. Não pode ser utilizado para queimaduras de 3º grau.

2. A superfície da ferida pode ficar maior após o processo de desbridamento, o que é normal.

3. Este produto também pode ser utilizado em feridas infetadas com outra terapia anti-infeção sob instruções médicas.

4. Se as feridas forem causadas por deficiência de suprimento de sangue ou úlcera do pé diabético, utilizar o produto sob instruções médicas e verificar a circulação sanguínea ao redor da ferida a cada dia.

5. Remover o produto antes de tratamento com radiação, incluindo raios X, terapia ultra-som, termoterapia e terapia de microondas.

6. Este produto não causou estimulação adversa no teste clínico. Por favor, consultar os médicos se os doentes forem hipersensíveis aos produtos.

Distribuidor: By Care, Lda

Fabricante: Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd