Suprasorb® Liquacel Ag

REF 142503 – 142506, 148145 + 148146

Novembro de 2023

1. Composição do produto

Suprasorb® Liquacel Ag é um penso macio de tecido não tecido, cardado e consolidado por agulhagem, constituído por uma mistura de fibras de carboximetilcelulose, fibras de celulose de reforço (Tencel/Lyocell®) e fibras Lunar Ag com nanopartículas de prata e poli(N-vinilpirrolidona), com uma gramagem de 160 g/m².

Esta ficha técnica abrange os seguintes artigos:

REF	Descrição do produto	Dimensões
142503	Suprasorb® Liquacel Ag, estéril	5 x 5 cm
148145	Suprasorb® Liquacel Ag, estéril	4 x 10 cm
142504	Suprasorb® Liquacel Ag, estéril	10 x 10 cm
142505	Suprasorb® Liquacel Ag, estéril	15 x 15 cm
148146	Suprasorb® Liquacel Ag, estéril	20 x 30 cm
142506	Suprasorb® Liquacel Ag, estéril	2 x 45 cm

2. Embalagem, estrutura e composição

2.1 Embalagem unitária

1 unidade = 1 saqueta selada nos quatro lados, constituída por celulose, polietileno e tereftalato de polietileno

2.2 Embalagem comercial

REF 142503, 142504, 148145:
10 unidades = 10 saquetas seladas nos quatro lados = 1 caixa de cartão dobrável (celulose), com instruções de utilização em papel (celulose)

REF 142505, 142506, 148146:
5 unidades = 5 saquetas seladas nos quatro lados = 1 caixa de cartão dobrável (celulose), com instruções de utilização em papel (celulose)

2.3 Embalagem de transporte

1 caixa de cartão canelado, constituída por celulose:

REF	Unidades	Número de caixas de venda
142503	200	20

142504, 148145	100	10
142505, 148146	50	10
142506	100	20

3. Produção

As informações relativas à produção são da responsabilidade do fabricante legal:

Speciality Fibres and Materials Ltd
101 Lockhurst Lane, Coventry - CV6 5SF
Galaxy House 31 Herald Way, Coventry - CV3 2RQ,
Reino Unido

4. Descrição

Os pensos antimicrobianos para feridas Suprasorb® Liquacel Ag são macios e conformáveis, constituídos por tecido não tecido de carboximetilcelulose sódica e fibras de celulose de reforço, com prata antimicrobiana.

5. Propriedades

A prata presente no penso exerce um efeito antimicrobiano sobre muitos dos microrganismos da ferida retidos no penso. A formação de gel permite reter detritos e bactérias presentes no exsudado no interior do penso de fibras, removendo-os aquando da mudança do penso. Quando seco, Venus Ag pode ser facilmente cortado à dimensão da ferida. Mesmo quando húmido, com as fibras gelificadas, a sua estrutura mantém-se intacta. A elevada absorção vertical do exsudado forma um gel que ajuda a manter um ambiente húmido na ferida, favorece o desbridamento autolítico e protege os bordos da ferida e a pele circundante contra a maceração, apoiando assim o processo de cicatrização. O produto também pode ser utilizado sob compressão. Sujeito a prescrição.

Indicações:

Sob supervisão de um profissional de saúde, os pensos antimicrobianos Suprasorb® Liquacel Ag podem ser utilizados no tratamento de:

• Feridas com exsudado moderado a abundante
• Queimaduras de espessura parcial
• Úlceras de perna, úlceras por pressão e úlceras diabéticas
• Feridas cirúrgicas (por exemplo, feridas pós-operatórias, feridas a cicatrizar por segunda intenção e zonas dadoras/de enxerto)
• Feridas traumáticas (por exemplo, abrasões e lacerações)
• Feridas com tendência para hemorragia, como feridas submetidas a desbridamento mecânico ou cirúrgico e zonas dadoras.

Se necessário, os pensos podem ser utilizados com um penso secundário adequado à retenção de humidade, para manter o produto no lugar, e/ou sob compressão.

6. Finalidade / utilização prevista

Os pensos antimicrobianos Suprasorb® Liquacel Ag podem ser utilizados no tratamento de feridas superficiais ou profundas, com exsudado moderado a abundante.

7. Classificação do dispositivo médico

Suprasorb® Liquacel Ag é um dispositivo médico de classe III, de acordo com a regra 14.

8. Avaliação biológica e biocompatibilidade

As informações relativas à avaliação biológica e à biocompatibilidade são da responsabilidade do fabricante legal:

Speciality Fibres and Materials Ltd
101 Lockhurst Lane, Coventry - CV6 5SF
Galaxy House 31 Herald Way, Coventry - CV3 2RQ,
Reino Unido

9. Prazo de validade

O prazo de validade de Suprasorb® Liquacel Ag é de 48 meses (4 anos), quando armazenado a temperaturas até 30 °C.

10. Eliminação

O utilizador deve cumprir a legislação, as normas e as orientações nacionais aplicáveis à eliminação de resíduos de cuidados de saúde.
Os requisitos nacionais devem também ser respeitados na eliminação dos materiais de embalagem.

11. Fabricante legal:

O fabricante legal abaixo identificado confirma a exatidão das informações apresentadas nesta ficha técnica:

Fabricante legal:
Speciality Fibres and Materials Ltd
Galaxy House 31 Herald Way
Coventry- CV3 2RQ
Reino Unido

10 Jan 2024
Data, assinatura

Distribuidor:
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwalstraße 4
56579 Rengsdorf

Alemanha

Peter.Grillitsch@at.LRMed.com, Jan 10,2024 03:08:26 PM UTC
Data, assinatura

Representante autorizado na UE (EC-REP):
Advena Ltd
Tower Business Centre, 2.º andar
Swatar
BKR 4013, Malta