# Suprasorb® Liquacel
# Penso de fibras hidroativas, estéril

REF 33435 – 33438
REF 125435 – 125438

Abril de 2020

## 1. Composição do produto

Suprasorb® Liquacel é constituído por:

- fibras de celulose
- fibras de celulose-etil-sulfonato

Esta ficha técnica abrange os seguintes artigos:

| REF | Descrição do produto | Dimensões |
|---|---|---|
| 33435 | Suprasorb® Liquacel | 5 x 5 cm, compressa, estéril |
| 33436 | Suprasorb® Liquacel | 10 x 10 cm, compressa, estéril |
| 33437 | Suprasorb® Liquacel | 15 x 15 cm, compressa, estéril |
| 33438 | Suprasorb® Liquacel | 2 x 45 cm, mecha, estéril |
| | | |
| 125435 | Suprasorb® Liquacel | 5 x 5 cm, compressa, estéril |
| 125436 | Suprasorb® Liquacel | 10 x 10 cm, compressa, estéril |
| 125437 | Suprasorb® Liquacel | 15 x 15 cm, compressa, estéril |
| 125438 | Suprasorb® Liquacel | 2 x 45 cm, mecha, estéril |

## 2. Embalagem, estrutura e composição

### 2.1 Embalagem unitária

1 saqueta selada nos quatro lados, constituída por celulose e polietileno

### 2.2 Embalagem comercial

1 caixa de cartão dobrável, constituída por celulose

| REFs | Unidades |
|---|---|
| 33435, 33436 | 10 |
| 33437, 33438 | 5 |
| 125435, 125436 | 8 |
| 125437, 125438 | 4 |

### 2.3 Embalagem de transporte

1 caixa de cartão canelado (celulose)

| REF | Unidades |
|---|---|
| 33435, 33436 | 100 |
| 33437, 33438 | 50 |
| 125435, 125436 | 80 |
| 125437, 125438 | 40 |

## 3. Fabrico

Suprasorb® Liquacel é produzido de acordo com as especificações, em condições higiénicas, e embalado conforme descrito na respetiva especificação de embalagem.
O produto é esterilizado por irradiação (gama), em conformidade com a norma DIN EN ISO 11137, partes 1-3.

## 4. Descrição

Pensos ou mechas de cor esbranquiçada, inodoros ou praticamente inodoros, fabricados a partir de um tecido não tecido agulhado. As fibras de etilsulfonato de celulose interagem com o exsudado da ferida ou com o sangue, formando um gel que cria um ambiente húmido favorável à cicatrização da ferida.

## 5. Propriedades

- ajuda a proteger os bordos da ferida e a pele circundante
- a gestão eficaz do exsudado favorece o processo de cicatrização
- fácil de utilizar: quando húmido, pode ser removido numa só peça
- absorção vertical e transferência do exsudado para o penso secundário

## 6. Finalidade prevista

Suprasorb® Liquacel é adequado para o tratamento de feridas agudas e crónicas, por exemplo:

- Feridas crónicas, por exemplo, úlceras de perna, úlceras de pressão e úlceras diabéticas
- Feridas agudas, por exemplo, lacerações, cortes e escoriações, queimaduras de segundo grau
- Feridas traumáticas e feridas com tendência a sangrar, por exemplo, após desbridamento cirúrgico ou mecânico
- Feridas pós-cirúrgicas, por exemplo, zonas dadoras de enxertos de pele
- Outras feridas que cicatrizam por segunda intenção

Suprasorb® Liquacel tem um efeito de suporte, protegendo os bordos da ferida e a pele circundante da maceração.

## 7. Classificação do dispositivo médico

Suprasorb® Liquacel é um dispositivo médico de classe IIb, de acordo com a regra 4.
(nos termos da Diretiva 93/42/CEE e do Regulamento (UE) 2017/745)

## 8. Avaliação biológica e biocompatibilidade (DIN EN ISO 10993)

As matérias-primas utilizadas no fabrico de Suprasorb® Liquacel são seguras, desde que o produto seja utilizado de forma adequada e para os fins previstos.

O objetivo desta documentação e das declarações nela contidas é demonstrar que a utilização do dispositivo médico Suprasorb® Liquacel não envolve qualquer risco e que o mesmo é concebido, fabricado e embalado de forma a não comprometer o estado clínico nem a segurança dos doentes, nem a segurança e a saúde dos utilizadores e de outras pessoas, quando utilizado nas condições e para os fins previstos.

## 9. Requisitos relativos à segurança/inocuidade dos componentes

Atualmente, não dispomos de qualquer informação sobre componentes questionáveis.

## 10. Estabilidade

Não armazenar acima de 25 °C. Armazenar em local seco e proteger da luz. O material tem um prazo de validade de 3 anos a partir da data de fabrico.

## 11. Eliminação

Recomenda-se que o utilizador cumpra a legislação, as normas e as orientações em vigor relativas à eliminação de resíduos hospitalares.
Os materiais de embalagem devem também ser eliminados em conformidade com os requisitos nacionais aplicáveis.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
assinado por

Gerd Pahlisch
Diretor de Gestão Global de Portfólio