DESCONTAMINAR

# UrgoSorb Silver

## PENSO ABSORVENTE COM ALGINATO DE CÁLCIO E PARTÍCULAS DE HIDROCOLÓIDE






Urgosorb Silver
Tira

CE 0086

### Para o tratamento e desbridamento de feridas com exsudado e/ou cavitadas em risco de infeção

- Eficácia antibacteriana sobre um amplo espetro de bactérias
- Alta capacidade de desbridamento e absorção de exsudado
- Cicatrização em meio húmido
- Capacidade hemostática







UrgoSorb

Apresentação em blister estéril individual fornecidos em caixas.

| Tamanho | U/C | Referência URGO |
|---|---|---|
| 10x10 cm | 10 | 503134 |
| 10x20 cm | 5 | 503136 |
| Tira 2,5x30 cm | 5 | 503009 |

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®




# UrgoSorb Silver

## DESCRIÇÃO

- Apósito absorvente antibacteriano de alginato de cálcio.

**COMPOSIÇÃO:**
**Urgosorb® Prata** é um apósito composto por fibras alginato de cálcio derivadas de alga marinhas, com ácido manurónico e ácido gulurónico, partículas hidrocolóides (carboximetilcelulose) e um complexo de prata iónica e naturais.

**APRESENTAÇÃO:**
Acondicionamento individual estéril.

**MODO DE ESTERILIZAÇÃO:**
Rádio esterilização.

## PROPRIEDADES

- Os iões de prata produzem um efeito antibacteriano sobre a maioria dos microrganismos envolvidos nas infecções secundárias gram-positivos (MRSA, Staphylococcus Aureus…), gram-negativos (Pseudomonas Aeruginosa…) e leveduras.
- Em contato com feridas exsudadas, **Urgosorb® Prata** gelifica e produz uma limpeza mais rápida.
- **Urgosorb® Prata** absorve os exsudados de feridas altamente exsudadas e mantém um meio húmido que cria condições favoráveis ao processo de cicatrização.
- **Urgosorb® Prata** absorve apenas verticalmente, sem migração lateral do exsudado. A pele perilesional é consequentemente respeitada e protegida de todos os riscos de maceração.
- **Urgosorb® Prata** gelifica, amolecendo e drenando os resíduos necróticos durante a granulação da necrose húmida.
- **Urgosorb® Prata** pode ser facilmente retirado, sem dor e monobloque.
- A elevada adaptabilidade de **Urgosorb® Prata** permite adaptá-lo instantaneamente à superfície da ferida.
- Através da ativação plaquetária, **Urgosorb® Prata** favorece a hemóstase primaria de feridas sangrantes agudas e crónicas.

## INDICAÇÕES

- **Urgosorb® Prata** está indicado no tratamento local de feridas exsudativas e sangrentas, com gangrenas e em estado de granulação e com risco de infecção.
- **Urgosorb® Prata Tiras** está indicado no tratamento local de feridas cavitárias em risco de infecção.
- **Urgosorb® Prata** está contraindicado na área endonasal em cirurgia de rinosinusite, implantes cirúrgicos, controlo de sangramento significativo e em pacientes com sensibilidade conhecida aos alginatos ou à prata.

## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

**MODO DE EMPREGO**
- Limpar a ferida com soro fisiológico. Secar cuidadosamente o contorno da pele usando uma compressa estéril.
- Se previamente usar um antisséptico, enxaguar a ferida com soro fisiológico antes de aplicar **Urgosorb® Prata**.
- Escolher o tamanho adequado de **Urgosorb® Prata** mantendo pelo menos 1 ou 2 cm do apósito a cobrir a pele sã que rodeia a ferida.
- Aplicar **Urgosorb® Prata** diretamente sobre a ferida.
- Em feridas profundas ou cavitadas (úlceras irregulares, sinus pilonidal), aplicar **Urgosorb® Prata Tiras** sem exercer excessiva pressão.
- Cobrir **Urgosorb® Prata** com um apósito secundário: duas camadas de compressas e uma ligadura ligeiramente apertada ou adesivo.
- **Urgosorb® Prata** deve ser substituído entre 1 a 3 dias, dependendo das condições da ferida.
- Em caso de úlcera de perna, **Urgosorb® Prata** pode ser humedecido com soro fisiológico com o objetivo de facilitar a sua remoção.

**PRECAUÇÕES DE EMPREGO:**
- O tratamento com **Urgosorb® Prata** deve ser conduzido sob supervisão médica.
- Não se recomenda o seu uso concomitantemente com outros tratamentos locais.
- Na ausência de informação clínica específica, está contraindicado o seu uso em mulheres grávidas ou em período de aleitamento, recém-nascidos e neonatos.
- Evitar o contato com eléctrodos ou géis condutores durante medições electrónicas (EEG, ECG).
- Não usar em pacientes submetidos a exames de Ressonância Magnética.
- **Urgosorb® Prata** não deve ser usado como compressa cirúrgica para implantar, ao não ser absorvível.
- **Urgosorb® Prata** não deve ser usado nem em necroses secas nem em feridas ligeiramente exsudativas.
- A eficácia de **Urgosorb® Prata** pode ver-se comprometida pelo uso excessivo de pomadas de vaselina.
- **Urgosorb® Prata** deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade.
- Não usar se o protetor de esterilidade estiver danificado.

## ESTADO REGULAMENTAR

- Produto sanitário de classe III.
- Marcado CE.
- Isento de látex.

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®