

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT190006

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Imagem</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| <b>Fabricante</b>                              | Equalperspective Lda<br>Rua de Perlinhas, 566 4435 – 3939 Rio Tinto<br><a href="http://www.geritex.pt">www.geritex.pt</a><br><a href="mailto:geral@geritex.pt">geral@geritex.pt</a><br>Telf/ Fax: 220 739 702<br>NIF: 514998601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Finalidade Médica</b>                       | Deve ser usado para ajudar na estabilização e mobilidade em situações de lesões articulares, como entorses, fraturas, contusões, luxações e recuperação pós-cirúrgica, apoiando a articulação para que esta não caia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>Cor</b>                                     | Sortido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| <b>Referência</b>                              | GT190006- 1 (Tamanho S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 cm |
|                                                | GT190006- 2 (Tamanho M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 cm |
| <b>Descrição</b>                               | Os Apoios de Braço da Geritex® moldam-se ao contorno do braço permitindo a maximização de conforto do membro superior e a elevação do ombro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b>Utilização</b>                              | O apoio de braço molda se ao contorno do braço permitindo a maximização de conforto do membro superior. Suporte de braço desenhado para ajudar a estabilizar o braço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| <b>Prevenção de Danos</b>                      | É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto.<br>- Não colocar objectos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto;<br>- Evitar o uso de jóias, especialmente anéis com pedras grandes;<br>- Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc.<br>- Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas. |       |
| <b>Composição/ Revestimento</b>                | Enchimento: Pasta de Poliéster<br>Capa: 100% Poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Instruções de Limpeza</b>                   | A artigo deve ser limpo regularmente em conformidade com o protocolo de desinfeção em vigor nas respetivas instituições.<br>A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>Integridade do Produto/ Inibição de Uso</b> | O artigo deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem:<br>- Danos ou anomalias ao nível da capa;<br>- Sinais de contaminação do núcleo;<br>O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>Eliminação</b>                              | Este produto é considerado um resíduo não valorizável.<br>No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, <b>exceto</b> :<br>- Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contraindicações</b>                          | Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Certificações</b>                             | N. Aplicável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantias/<br/>Devoluções</b>                 | <p><i>Garantias</i><br/>Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transações não decorrem diretamente com o consumidor final.</p> <p><i>Devoluções</i><br/>- Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos.<br/>- Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.</p>                                                                                                                                                     |
| <b>Recomendações de Inspeção</b>                 | <p>Os artigos deverão ser verificados regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infeção para o paciente ou para o cuidador. A inspeção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador da almofada.</p> <p><i>Avaliação de integridade da CAPA:</i><br/>- Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações;<br/>- Verificar todas as costuras;<br/>Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos;<br/><i>Avaliação de integridade do NÚCLEO:</i><br/>- Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto;<br/>- Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;</p> |
| <b>Cuidados no armazenamento/<br/>Transporte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proibida a exposição solar;</li> <li>- Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento;</li> <li>- Não armazenar os produtos em contato direto com o chão;</li> <li>- Não colocar o produto empilhado na vertical;</li> <li>- Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas;</li> <li>- Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Não branquear



Lavagem até 40 °



Não Passar a ferro



Não limpar a seco