Equalperspective, Lda
Rua das Perlinhas, 566, 4435-393 Rio Tinto
NIF: 514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÃO


PRODUTO	Almofada Cervical Viscoelástica	COR	Azul
REFERÊNCIA	EQ110008	CLASSE DM	I
COMPOSIÇÃO	Interior: Espuma viscoelástica 60 Kg/m3	TAMANHO(S)	Único
	Capa Protetora: 80% algodão / 20% poliéster	DIMENSÕES	Ø14 cm x 35 cm
PESO MÁX UTILIZADOR	Até 80 Kg	NPDM	Y033306

COMPONENTES

SISTEMA(S) DE FECHO	ELÁSTICO			
	MOLA			
	FECHO			X
	VELCRO			
AJUSTÁVEL	SIM		NÃO	X
REGULÁVEL	SIM		NÃO	X
CAPA PROTETORA	SIM	X	NÃO	
TIPO DE EMBALAGEM	PLÁSTICO	X	CARTÃO	



ESPECIFICAÇÕES

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	Deve ter especial cuidado ao usar e guardar este produto, afastando-o de chamas ou fontes de calor; O produto deve ser desinfetado antes de cada reutilização.
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM	Lavável manual até 30º; Não secar na máquina; passar a ferro a baixa temperatura (Max. 150º); Não secar ao sol.
ETIQUETA LAVAGEM	

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.

Equalperspective, Lda
Rua das Perlinhas, 566, 4435-393 Rio Tinto
NIF: 514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

AVISOS E PRECAUÇÕES

CONTRAINDICAÇÕES	Este produto é contraindicado em caso de feridas expostas, edemas, queimaduras, lacerações, e outro tipo de lesões que possam comprometer a saúde/estabilidade do utilizador deste produto.	
ELIMINAÇÃO	No final de vida útil este produto deve ser depositado em **saco fechado** e **selado** em contentor municipal.	
CLASSIFICAÇÃO	Resíduo Não Valorizável	
CONTAMINAÇÃO	**INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE** Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.	**PARTICULARES** Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.
INSPEÇÃO DO PRODUTO	Antes de utilizar este produto **VERIFICAR** sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; todas as costuras; coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; eventuais deformações no produto.	
RECOMENDAÇÕES	É **recomendado cuidado especial** na utilização de seringas, objetos pontiagudos, bisturis, outros objetos perfurantes.	
INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO	O produto deve ser **imediatamente inutilizado** quando possa ocorrer desgaste no tecido que coloque em causa a sua integridade; quando apresentar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; quando apresentar desgaste e/ou rompimento das costuras; quando apresentar coloração/ manchas ou sinais de infiltração de fluídos.	
GARANTIAS	**DEFEITO DE FABRICO** O presente artigo tem uma garantia de dois (2) anos contra defeitos de fabrico.	**DANOS** A Equalperspective Lda reserva-se ao direito de avaliar se o(s) defeito(s) ou a(s) anomalia (s) decorre da má utilização ou mau manuseamento do produto.

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento.