FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÃO				
PRODUTO	Colchão Hospitalar – Com capa Biopruf®		COR	Azul
REFERÊNCIA	GT160022		CLASSE	I
PESO MÁX UTILIZADOR (Kg)	Até 120 kg		NPDM	Y033306
MEDIDAS	190 x 86 x 16 cm		GNDM	47520
COMPOSIÇÃO	NÚCLEO	12 cm Espuma D30		
		2 cm Espuma Visco		
		2 cm Espuma Visco Perfilado		
	CAPA	100% poliéster impermeável		
TIPO DE EMBALAGEM	Embalado em Plástico			
CERTIFICAÇÕES	EN 1021-1:2014; EN 1021-2:2014; OEKO- TEX Standard, classe 1;			
NORMAS	NÚCLEO	ISO 845:2006		
		ISO 3386-1:1986		
		ISO 2439:2008		
		ISO 8307:2007		
		ISO 1798: 2008		
	CAPA	ISO 20743:2013		
		UNE-EN ISO 6330:2001		
		ISO 811:1981		
		UNE 105-B02		
		FNM 811		
		BS 5852		



FOTO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES	
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Usar e guardar em posição horizontal, afastado de chamas ou fontes de calor Desinfetar antes de cada reutilização Esterilizável em Autoclave até 120º	Lavável na máquina até 95º Centrifugação máx. 900 rpm Não secar na máquina Não passar a ferro Não secar ao sol

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt

Geritex
DESIGNED FOR GERIATRICS

<table>
<tr><th colspan="3">AVISOS E PRECAUÇÕES</th></tr>
<tr><td>PRECAUÇÕES</td><td colspan="2">O produto é composto por um núcleo e uma capa, não devendo o núcleo ser utilizado sem qualquer tipo de proteção.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ELIMINAÇÃO</td><td>CLASSIFICAÇÃO</td><td>ELIMINAÇÃO</td></tr>
<tr><td colspan="2">No final de vida útil este produto deve ser depositado em saco fechado em contentor municipal.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CONTAMINAÇÃO</td><td colspan="2">INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE PARTICULARES</td></tr>
<tr><td>Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.</td><td>Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.</td></tr>
<tr><td>INSPEÇÃO</td><td colspan="2">Verificar:
Sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações
Todas as costuras
Coloração/ manchas ou infiltração de fluídos
Eventuais deformações no produto</td></tr>
<tr><td>RECOMENDAÇÕES</td><td colspan="2">É recomendado cuidado especial na utilização de:
Seringas
Objetos pontiagudos
Bisturis
Outros objetos</td></tr>
<tr><td>INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO</td><td colspan="2">O produto deve ser imediatamente inutilizado quando:
Ocorrer desgaste no tecido que coloque em causa a sua impermeabilidade
Apresentar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações
Apresentar desgaste e/ou rompimento das costuras
Apresenta coloração/ manchas ou infiltração de fluídos</td></tr>
</table>

É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo deste documento

Equalperspective Lda
Rua das Perlinhas, 566 4435-393 Rio Tinto
NIF:514998601 | +351 220 739 702
www.geritex.pt