NATURDERMO

FICHA TÉCNICA GEL ULTRASSOM

Descrição



O Gel transparente é um dispositivo médico, com elevada condutividade, de fácil aplicação e remoção. É um produto solúvel em água e não é nocivo para os equipamentos em que é utilizado, pois não contém sal na sua composição. É recomendado para uso de profissionais, para uso como meio de contacto em exames de ultrassonografia, ecocardiograma, fisioterapia e massagens.

Gel muito viscoso, sem odor, não gorduroso, não irritante para a pele, com pH neutro.

Referência do produto: 25.GU0

Normas harmonizadas para a conformidade do produto: ISO11930 / ISO10993-23:2021 / ISO10993-5 / Farmacopeia Europeia (2.6.13) / ISO 13485.

Modo de uso

Colocar uma porção do gel sobre a zona a analisar e espalhar com a ajuda do equipamento. Após a análise retirar os resíduos de gel com papel, tanto do equipamento como da pele do paciente, em caso de necessidade, remover com água. USO EXTERNO. Não aplicar sobre a pele lesada.

Embalagem

Jerricã 5 kg / Caixa com 3 Uni / Palete com 144 Uni

Refil 2,5 kg / Caixa com 5 Uni / Palete com 250 Uni

Ingredientes

AQUA, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, SODIUM HIDROXIDE.

Características

Aspeto a 25ºC	Gel
Cor	Transparente
pH	± 6,5 – 7

Conservação e Armazenagem

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e do calor. Manter fora do alcance das crianças. Fechar a embalagem após o uso. Evitar o contacto com os olhos, em caso de contacto parar o seu uso imediatamente e consultar um médico. Não utilizar o produto após a data de validade recomendada.

Distribuído por:

Naturdermo Lda, Rua 20 de Janeiro Nº34, Gavinhos, 3360-054 Figueira de Lorvão, T: 239 104 770 (Custo de uma Chamada para a Rede Fixa Nacional).

Pessoa Responsável: Naturdermo, Rua 20 Janeiro Nº34, Gavinhos.

As informações contidas neste documento baseiam-se no nosso conhecimento e experiência à data da sua publicação, mas não são exaustivas da literatura existente, devendo, por isso apenas serem utilizadas como um guia. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, o fabricante/revendedor/distribuidor não assume a responsabilidade por quaisquer danos resultantes do manuseamento ou do contacto com o mesmo.
Margem de tolerância da máquina de enchimento ±10%.

Proibida a reprodução, cópia e partilha sem autorização - CÓPIA NÃO CONTROLADA