B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

HISTOACRYL®
FICHA TÉCNICA



1 DESCRIÇÃO

O adesivo tissular Histoacryl® é constituído por N-butil-2-cianoacrilato. Para facilitar a avaliação da espessura da camada aplicada, o Histoacryl® é colorido de azul com o pigmento D&C violeta nº 2. Uma versão translúcida, que não contém corante, também está disponível.

2 INDICAÇÕES

- Encerramento de feridas de incisões cirúrgicas sem tensão e lacerações induzidas por trauma, completamente limpas e simples
- Escleroterapia de grandes varizes esofágicas ou do fundo gástrico
- Fixação de redes de hérnia especialmente em cirurgia de hérnia inguinal.

3 ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

Material:	N-butil-2-cianoacrilato
Cor:	Transparente ou Azul
Esterilização:	Técnica assética (ampola)

4 ARMAZENAMENTO / MANUSEIO / PRAZO DE VALIDADE

Armazenamento:	Temperaturas inferiores a 22°C
Prazo de validade:	2 anos
Embalagem:	Embalagem de película (ampola)

5 CERTIFICAÇÕES

O produto Histoacryl® ostenta marcação CE e é de classe de risco II (encerramento de feridas) e de classe de risco III (escleroterapia e fixação de redes de hérnia).



17.01.2022