
Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

Sterican Mix®
Agulhas rombas para preparação de fármacos

1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA



As agulhas rombas Sterican Mix® são utilizadas na injeção e aspiração de fármacos.
Agulha romba de aço inoxidável, com superfície suave, com canhão de plástico em Polipropileno vermelho, *luer lock*, de acordo com as normas ISO.

As agulhas Sterican Mix® encontram-se protegidas por uma cápsula (baínha protectora) de fácil remoção.

O bisel da agulha é polido com uma ponta romba para reduzir as lesões provocadas por picadas acidentais. A ponta romba assegura o cumprimento das recomendações internacionais, Diretiva Europeia (2010/32/EU).

Componentes / lista de materiais

	Componentes		Polimero
1	Corpo de agulha	--	Aço inoxidável, cromoniquelado
2	Canhão	PP	Polipropileno
3	Bainha protectora (cápsula)	PP	Polipropileno

Todos os componentes são **ISENTOS de PVC, de LÁTEX e de FTALATOS.**

2. MECANISMO DE ACÇÃO

Picar a tampa com um ângulo de 90º, de forma a reduzir a possibilidade de danificar a tampa.

3. INDICAÇÕES

Agulha com ponta semi-romba para injecção e preparação de fármacos.

Resumo das Características do Produto

(Resumo das Características Físicas, Químicas e de Utilização do Produto)

4. CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

Sterican Mix® não deve ser utilizado para punções em doentes.

Não utilizar no caso da embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Não se encontram descritos efeitos adversos desde que o produto seja utilizado de acordo com as indicações e respeitadas as contra-indicações, advertências e observações recomendadas.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

Agulha romba para preparação de fármacos de uso único.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico: Classe I estéril
Organismo notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Directiva Comunitária: 93/42/CEE

Fabricado por:
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen - Alemanha

Distribuído por:
B. Braun Medical, Lda.
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 80
Queluz de Baixo
2730-053 Barcarena

8. ESTERILIDADE

Produto esterilizado através de óxido de etileno.

Resumo das Características do Produto

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

9. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM

Evitar a exposição à luz solar directa ().

Armazenar à temperatura e humidade ambientes ().

	=	Esterilizado por óxido de etileno
	=	Não reutilizar
	=	Código de lote
	=	Referencia do Produto
	=	Utilizar até
	=	Fabricante

Estéril até a embalagem ser aberta ou se se apresentar danificada.

10. PRAZO DE VALIDADE

5 anos.

11. APRESENTAÇÃO

Embalagem individual: Embalagem em papel térmico laminado, selada termicamente, de fácil abertura e que evita a contaminação.

Embalagem múltipla: Caixa de cartão com 100 unidades.

Embalagem de transporte: Caixa de cartão com 1000 unidades (10 x 100).

Catalogo Nº.	ø x Comp. (mm).	Gauge x comp	Código de cores

Resumo das Características do Produto

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

Catalogo Nº.	ø x Comp. (mm).	Gauge x comp	Código de cores
4550400-01	1.20 x 40	18 G x ½"	vermelho